



PRODUKTKATALOG

Für den Moment, in dem Hilfe zählt.

Erste Hilfe. Verbandmaterial. Defibrillatoren.



Passend für Ihren Einsatz.

Betrieb und Handwerk · Schule und Kita
Straßenverkehr · Haushalt, Sport und Freizeit

INHALT

Ihr Weg zur passenden Ausstattung.

stehMED & Orientierung

stehMED im Überblick	4
Ausstattung mit System	5
Normen und Orientierung	6
Regulatorische Produktinformationen	7
Verkehr, Schule und Kita	8
Füllungen nach Einsatzbereich	9
Sortiment im Überblick	10
Individuelle Ausführungen	14

Sicherheit im Straßenverkehr

Verbandkästen	15
Verbandtaschen	18
Austauschsortiment und Füllungen	20
Warnwesten	21
Pannwarndreiecke	23
Kombitaschen	24
Kraftrad-Verbandtaschen	27
DRK-Edition	28

Betriebliche Sicherheit

Verbandkästen und Verbandtaschen	30
Wandhalterungen	32
Erste-Hilfe-Koffer	33
Zubehör für Erste-Hilfe-Koffer	35
Pro Safe und Pro Safe Plus	36
Zubehör Pro Safe / Pro Safe Plus	40
DRK-Edition	41
Verbandschränke	43
Erste-Hilfe-Taschen	47
Erste-Hilfe-Füllungen	49
Krankentragen	50
Sanitätswandschränke	51
Defibrillatoren myPAD	52
AED-Zubehör und Cardio First Angel	54
Rettungszeichen	55
Erste-Hilfe-Stationen	58

Österreich

Allgemeine Informationen Österreich	60
Verbandkästen und Verbandtaschen	61
Erste-Hilfe-Füllungen für Kfz	62
Kraftrad & Fahrzeugausstattung	63
Kombitaschen	64
Erste-Hilfe-Koffer	68
Erste-Hilfe-Füllungen für Betriebe	69
Pro Safe und Pro Safe Plus	70
Zubehör Pro Safe / Pro Safe Plus	74

INHALT

Das Sortiment im Überblick.

Zusätzliche Sicherheit

Feuerwehr- und Gefahrgutkoffer	75
Erste Hilfe bei Verbrennungen	77
Feuerlöscher und Löschdecken	78
Warnblinkleuchten und Lifehammer	79
ResQPen, Schutzbrille, Handschuhe	80
Nachfüllen und Pflege	81
Rettungsdecken und Handschuhe	82
Rettungszeichen und Dokumentation	83
Beatmungshilfen und Beatmungsmaske	84
Augenspülprogramm	85
Kälte- und Warmanwendungen	90
Desinfektionsartikel	91

Haushalt, Hobby & Freizeit

Erste-Hilfe-Taschen und Sets	94
DRK-Edition Freizeit	98
Erste Hilfe für unterwegs	99
Erste Hilfe für Kinder	100

Verbandstoffe

Binden	103
Kompressen	106
Verbände	108
Verbandwatte	110
Schlinggaze- und Zellstofftupfer	111
Veterinär	112

Ergänzendes Sortiment

Scheren	114
Pinzetten	115
Zeckenentferner, Fingerlinge, Klammern	116
Reflexhammer, Tücher und Masken	117

Pflaster

Pflasterausführungen im Überblick	118
Wundschnellverbände und Pflastersets	119
Strips, Injektionspflaster, Fingerverbände	121
Sporttape	123
Heftpflasterspulen	124
Standard-Pflastersets	125
Pflastersets in Faltschachteln	127
Blasenpflaster und Pflastermäppchen	128
Pflasterspender und Zubehör	129

Kontakt & Kataloghinweise · 130

ÜBER STEHMED

Erste Hilfe beginnt mit guter Vorbereitung.

Wir unterstützen Sie dabei, eine Ausstattung zusammenzustellen, die zu Ihrem Alltag passt. Vom Verbandmaterial bis zum Defibrillator verbinden wir Produktauswahl mit persönlicher Beratung.



Ein Ansprechpartner. Viele Möglichkeiten.

Für Unternehmen, Handwerksbetriebe, Vereine, Schulen und Kindertageseinrichtungen. Auch für Haushalt und Freizeit finden Sie bei uns passende Erste-Hilfe-Produkte.

UNSER ANGEBOT

Ausstattung mit System.

Wählen Sie die Produkte passend zu Einsatzort, Bedarf und vorhandener Ausstattung.

1

Einsatzbereich klären

Wo wird die Ausstattung benötigt? Welche Personen, Tätigkeiten und räumlichen Bedingungen sind zu berücksichtigen?

2

Behältnis und Füllung auswählen

Koffer, Tasche, Schrank oder Station: Wählen Sie die passende Form und eine Füllung entsprechend Ihrem Einsatzbereich.

3

Bei Bedarf ergänzen

Defibrillator, Augenspülung, Schutzmaterial oder weitere Hilfsmittel lassen sich passend zum vorgesehenen Einsatz ergänzen.

4

Ausstattung erhalten

Verbrauchte, beschädigte oder abgelaufene Artikel rechtzeitig ersetzen. Wir unterstützen Sie bei der Auswahl passender Nachfüllprodukte.

Persönlich beraten lassen

info@stehmed.de · 07429 / 9408272

NORMEN & ORIENTIERUNG

Erste Hilfe in Arbeitsstätten.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung. Betriebsart, Beschäftigtenzahl und Gefährdungsbeurteilung bestimmen die erforderliche Ausstattung. DIN-Normen beschreiben technische Anforderungen; sie sind nicht selbst Gesetze.

Betriebsart / Staffel	Beschäftigte	Klein	Groß
Verwaltung und Handel	1-50	1	-
	51-300	-	1
	301-600	-	2
	je weitere 300 Beschäftigte	-	+1
Herstellung / Verarbeitung und vergleichbare Betriebe	1-20	1	-
	21-100	-	1
	101-200	-	2
	je weitere 100 Beschäftigte	-	+1
Baustellen	1-10	1	-
	11-50	-	1
	51-100	-	2
	je weitere 50 Beschäftigte	-	+1

Ein großer Verbandkasten kann durch zwei kleine ersetzt werden. Zusätzliche Ausstattung kann sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben.

Schule und Kita: gesonderte Orientierung auf Seite 8. Geeignete Füllungen finden Sie auf Seite 9 und im Produktsortiment.

Quelle: ASR A4.3, Ausgabe Dezember 2010, zuletzt geändert am 04.11.2024 (GMBI 2024 S. 914), Tabellen 1 und 3.

REGULATORISCHE KLASSIFIZIERUNG

PRODUKTNAME	KLASSE
Leinacomp * Mullkompressen	I steril
Leinazell * Zellstoffmullkompressen	I steril
Leinasan * Wundkompressen	I steril
Leina * Augenkompresse	I steril
Leinatex * Kompressen	I steril
Leina * Verbandpäckchen	I steril
Leinatex * Verbandpäckchen	I steril
Leina * Verbandtücher DIN 13152	I steril
Leinatex * Verbandtücher	I steril
Erste-Hilfe-Handschuhe Vinyl	I
Fixierbinden DIN 61634-FB	I
Mullbinden DIN 61631-MB-CV/CO	I
Leinacomp * Mullkompressen	I
Leina * Augenkompresse	I
Pflaster / Wundschnellverbände	I
Heftpflasterspulen	I
Rettungsdecke	I
Dreiecktücher DIN 13168-D	I
Netzschlauchverband	I
Verbandmull DIN EN 14079	I
Schlinggazetupfer aus Verbandmull	I
Zellstofftupfer	I
Vliesstofftücher	I
Mund- und Nasenmasken DIN EN 14683	I
Verbandwatte	I
Polsterwatte	I

Produktklassifizierung laut Herstellerangaben, Produktdatenstand Januar 2025. Maßgeblich sind die Kennzeichnung und die Dokumentation des jeweiligen Artikels.

Fragen zum Produkt?

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und bei Rückfragen zu Ausführung, Füllung und Zubehör.

info@stehmed.de

Ihre Rückmeldung

Bitte nennen Sie bei einer Produkthanfrage die Artikelnummer und gegebenenfalls die Charge. Bei Reklamationen helfen Fotos der Verpackung.

07429 / 9408272

SORTIMENT & ORIENTIERUNG

EINSATZBEREICHE

Verkehr. Schule. Kita.

Orientierung für die Auswahl Ihrer Erste-Hilfe-Ausstattung.



Für unterwegs

DIN 13164

Erste-Hilfe-Material für Kraftfahrzeuge.

DIN 13167

Kompakte Verbandstofffüllung für Krafträder. Die Mitführenanforderungen unterscheiden sich je nach Land.

Bei der Auswahl für Fahrzeuge sind Fahrzeugart, Einsatzland und die jeweils geltenden Anforderungen zu berücksichtigen.

Schule und Kindertageseinrichtung

Schulen benötigen mindestens einen gut erreichbaren Verbandkasten nach DIN 13157. Je nach Größe und Gefährdungsbereichen sind weitere Kästen erforderlich. Auch in Kindertageseinrichtungen gehört mindestens ein kleiner Verbandkasten nach DIN 13157 zur Grundausstattung.

Für Ausflüge und Veranstaltungen außerhalb der Einrichtung geeignetes Erste-Hilfe-Material mitnehmen. Menge und Zusammenstellung an die Situation und die jeweiligen Risiken anpassen.

Orientierung: DGUV Information 202-059, Juli 2022, Kapitel 2.3 / Anhang 2; DGUV KinderKinder 01/2025. Produktdaten der Verkehrsartikel: Katalogstand Januar 2025.

FÜLLUNGEN

Der Inhalt macht den Unterschied.

Wählen Sie Füllung und Behältnis passend zum vorgesehenen Einsatz.

DIN 13157

Kleine Betriebsfüllung



Normangabe der jeweiligen Füllung.

DIN 13169

Große Betriebsfüllung



Normangabe der jeweiligen Füllung.

Die Bezeichnungen klein und groß beziehen sich hier auf die Füllung. Prüfen Sie zusätzlich, ob Behältnis, Einteilung und verfügbare Fläche zur ausgewählten Ausstattung passen.

Spezialfüllungen und Ergänzungen

DIN 14142 bezeichnet eine spezielle Verbandstofffüllung für den Feuerwehrbereich. Daneben umfasst das Sortiment Füllungen für Schulen, Ausflüge und branchenspezifische Anforderungen. Produktangaben, Inhalt und Ausführung entnehmen Sie der jeweiligen Position.

Produktorientierung auf Grundlage des Sortiments Januar 2025. Normstand und benötigte Ausführung vor Bestellung abstimmen.
Mengenorientierung für Arbeitsstätten: Seite 6.

NEUHEITEN IM ÜBERBLICK

BETRIEBSVERBANDTASCHEN



KLEIN & GROSS

Taschen aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss an drei Seiten und umlaufendem schwarzen Nylonband, mit rückseitigem Klettstreifen (Haken-/Flauschband), selbstklebend zum Befestigen.

MEHR AUF SEITE **31** UND **41**

ERSTE HILFE-KOFFER CARDIO

SAN & MAXI

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar.

MEHR AUF SEITE **34**



AUGENSPÜLSTATIONEN / QUICK-SAFE STATIONEN / SPENDER UND DIVERSE NACHFÜLLPACKS



PLUM AUGENSPÜLSTATION IBOX MIT WANDHALTERUNG



PLUM QUICKSAFE ERSTE HILFE-STATION BASIC



NACHFÜLLPACK QUICKRINSE 5 X 20 ML



PLUM SPENDER QUICKRINSE



PLUM SPENDER QUICKFIX & RINSE



MEHR AUF SEITE **87** UND **88**

ERSTE HILFE-STATIONEN

ERSTE HILFE-STATION METALL

Diese Erste Hilfe-Station besteht aus einem dreiseitigem Metall-Ständer, der individuell nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Artikeln bestückt werden kann, z.B. Erste Hilfe-Kasten oder -Koffer, Augenspüllösungen, Desinfektionsmittel, Pflasterspender, Handschuhspender oder ähnlichem.

ERSTE HILFE-STATION KUNSTSTOFF

Diese Erste Hilfe-Station kann individuell nach Bedarf bestückt werden. Im Fuß der Station befindet sich ein großes Staufach, in dem weitere Artikel untergebracht werden können, z.B. Erste Hilfe-Koffer oder zusätzliches Erste Hilfe-Material.

MEHR AUF SEITE **58** UND **59**

ERSTE HILFE-SETS

SPEZIELL FÜR OUTDOOR



ERSTE HILFE-SET OUTDOOR

aus beschichtetem Polyestergewebe - wasserdicht -
mit Steckverschluss und Umhänge- / Tragegurt
rückseitige Vorrichtung zur Befestigung am Gürtel, etc.
mit hochwertigem Inhalt zur Erstversorgung bei
kleineren Verletzungen.



ERSTE HILFE-SET JAGD & FORST

aus beschichtetem Polyestergewebe - wasserdicht -
mit Steckverschluss und Umhänge- / Tragegurt
rückseitige Vorrichtung zur Befestigung am Gürtel, etc.
mit hochwertigem Inhalt zur Erstversorgung bei
kleineren Verletzungen.



ERSTE HILFE-SET
OUTDOOR



Erste Hilfe-Box



Outdoor & Sport-Set

MEHR AUF SEITE 96, 97 UND 98

Kompakt vorbereitet.

Defibrillator myPAD



Kompaktes Format. Klare Auswahl.

Halbautomatische oder vollautomatische Ausführung. Kindermodus per Taste und Verwendung derselben Elektroden für Erwachsene und Kinder.

myPAD im Detail · Seiten 52-54

Ausstattungsvariante. Abbildung beispielhaft.



Kleine Helfer für unterwegs

Zeckenzangen und flache Zeckenentferner ergänzen die Ausstattung für Garten, Freizeit und Ausflüge.

Ergänzendes Sortiment · Seite 116

Ihr Einsatz. Ihr Auftritt.

Ausstattung und Gestaltung passend zu Ihrem Unternehmen oder Ihrer Einrichtung.



Von der passenden Füllung bis zur individuellen Kennzeichnung: Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche an Ausführung, Farbe, Aufdruck und Zusammenstellung.

Individuelle Gestaltung auf Anfrage

Möglichkeiten, Mengen und Konditionen stimmen wir anhand der gewünschten Produkte und Ausführung gemeinsam mit Ihnen ab.

SICHERHEIT IM STRASSENVERKEHR

KFZ-VERBANDKÄSTEN/ VERBANDTASCHEN

KFZ-VERBANDKÄSTEN

FARBVARIANTEN:



STANDARD

PP-Kunststoff

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10000	rot	weiß	10 Stk.
10001	blau	weiß	10 Stk.
10002	schwarz	weiß	10 Stk.
10003	weiß	schwarz	10 Stk.
10004	farblich sortiert	1-farbig	10 Stk.
10005	rot	weiß/schwarz	10 Stk.
10006	blau	weiß/rot	10 Stk.
10007	schwarz	weiß/rot	10 Stk.
10008	weiß	schwarz/rot	10 Stk.
10009	farblich sortiert	2-farbig	10 Stk.

INFO

FARBVARIANTEN

Die angezeigten Farbvarianten dienen zur Orientierung und beziehen sich auf die Grundfarbe aller im Katalog abgebildeten Behältnisse. Farbabweichungen und technische Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten.



FARBVARIANTEN:



LEINA-STAR SILVER EDITION

(erhältlich in TÜV NORD- oder LEINA-WERKE Aufmachung)

PP-Kunststoff, aufklappbar wie ein Buch, 22% kleiner im Vergleich zum KFZ-Verbandkasten Standard, Druck auf Vorder- und Rückseite (nur bei REF 10101)

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche + Unfallratgeber
(nur enthalten in REF 10101)

Maße: 230 mm x 82 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10100	silber	schwarz/rot (LEINA-WERKE)	10 Stk.
10101	silber	blau/weiß (TÜV NORD)	10 Stk.

LEINA-STAR II

PP-Kunststoff, aufklappbar wie ein Buch, 22% kleiner im Vergleich zum KFZ-Verbandkasten Standard

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 230 mm x 82 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10050	rot	weiß	10 Stk.
10051	blau	weiß	10 Stk.
10052	schwarz	weiß	10 Stk.
10053	grau	schwarz	10 Stk.
10054	gelb	schwarz	10 Stk.
10055	farblich sortiert	1-farbig	10 Stk.
10056	rot	weiß/schwarz	10 Stk.
10057	blau	weiß/rot	10 Stk.
10058	schwarz	weiß/rot	10 Stk.
10059	grau	schwarz/rot	10 Stk.
10060	gelb	schwarz/rot	10 Stk.
10061	farblich sortiert	2-farbig	10 Stk.

EURO

PP-Kunststoff Fotodruck

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 225 mm x 75 mm x 140 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10102	blau	mehrfarbig	10 Stk.



UNSER BESTER

PP-Kunststoff, mit Gummidichtung

Inhalt: DIN 13164 in mehrteiliger Folientasche mit Anwenderhinweisen

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10104	schwarz	weiß/rot	10 Stk.



FOTODRUCK

PP-Kunststoff

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 225 mm x 75 mm x 140 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10105	schwarz	mehrfarbig	10 Stk.



NOSTALGIE

Stahlblech

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 230 mm x 70 mm x 160 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
10110	mehrfarbig	mehrfarbig	10 Stk.

KFZ-VERBANDTASCHEN

FARBVARIANTEN:



COMPACT

kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

Dieses Produkt ist auch in der Ausführung **ecoline** (PVC-frei) verfügbar.



Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Maße: 215 mm x 55 mm x 130 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
11000	11032	rot	ohne Klett	schwarz	10 Stk.
11001	11033	blau	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11002	11034	schwarz	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11003	11035	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	10 Stk.
11004	11036	rot	mit Klett	schwarz	10 Stk.
11005	11037	blau	mit Klett	weiß	10 Stk.
11006	11038	schwarz	mit Klett	weiß	10 Stk.
11007	11039	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	10 Stk.
11008	11040	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	10 Stk.
11009	11041	blau	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.
11010	11042	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.
11011	11043	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	10 Stk.
11012	11044	rot	mit Klett	weiß/schwarz	10 Stk.
11013	11045	blau	mit Klett	weiß/rot	10 Stk.
11014	11046	schwarz	mit Klett	weiß/rot	10 Stk.
11015	11047	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	10 Stk.



P-BAG COMPACT

unsere preiswerteste Lösung!
Verpackung aus Polyethylen, mit wiederverschließbarem Adhäsionsverschluss

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Maße: 280 mm x 200 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
11300	weiß	schwarz/rot	10 Stk.

KFZ-VERBANDTASCHEN

FARBVARIANTEN:



ELEGANCE

flache Ausführung, aus wasserabweisendem Nylogewebe, mit Reißverschluss genäht

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 320 mm x 50 mm x 160 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
11100	rot	ohne Klett	schwarz	10 Stk.
11101	blau	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11102	schwarz	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11103	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	10 Stk.
11104	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	10 Stk.
11105	blau	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.
11106	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.
11107	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	10 Stk.

KFZ-VERBANDTASCHEN + WARNWESTE

FARBVARIANTEN:



COMPACT + WARNWESTE

kleine handliche Verbandtasche, aus wasserabweisendem Nylogewebe, mit Reißverschluss genäht

Dieses Produkt ist auch in der Ausführung **ecoline** (PVC-frei) verfügbar.



Inhalt: DIN 13164 in Folientasche +

Warnweste EN ISO 20471

Maße: 240 mm x 60 mm x 140 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
11016	11048	rot	ohne Klett	schwarz	10 Stk.
11017	11049	blau	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11018	11050	schwarz	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11019	11051	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	10 Stk.
11020	11052	rot	mit Klett	schwarz	10 Stk.
11021	11053	blau	mit Klett	weiß	10 Stk.
11022	11054	schwarz	mit Klett	weiß	10 Stk.
11023	11055	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	10 Stk.
11024	11056	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	10 Stk.
11025	11057	blau	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.
11026	11058	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.
11027	11059	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	10 Stk.
11028	11060	rot	mit Klett	weiß/schwarz	10 Stk.
11029	11061	blau	mit Klett	weiß/rot	10 Stk.
11030	11062	schwarz	mit Klett	weiß/rot	10 Stk.
11031	11063	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	10 Stk.

KFZ-VERBANDKISSEN



aus wasserabweisendem Nylogewebe, mit Reißverschluss genäht, gepolstert

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche

Maße: 300 mm x 300 mm x 30 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
11202	schwarz	ohne Klett	weiß	10 Stk.
11206	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	10 Stk.

AUSTAUSCH-SORTIMENT



Austauschpflichtige Teile der **DIN 13164**, inkl. Mund- und Nasenmasken. Für KFZ-Verbandkästen, -taschen und -kissen sowie Kombitaschen

REF	AUSFÜHRUNG	VE
12000	in bedruckter Faltschachtel	24 Stk.

ERSTE HILFE-FÜLLUNGEN DIN 13164



KOMPLETT-SET DIN 13164

REF	AUSFÜHRUNG	VE
12010	in Folientasche - LEINA STAR / Standard	20 Stk.
12011	in Folientasche - LEINA STAR / Standard zusätzlich in bedruckter Faltschachtel	10 Stk.
12012	in Folientasche - Elegance	20 Stk.
12013	in Folientasche für MINI-Kombitaschen	20 Stk.
12014	in Folientasche mit Anwenderhinweisen	20 Stk.



WARNWESTEN ÜBERSICHT

WARNWESTEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Polyester, mit Klettverschluss und 2 reflektierenden Streifen

FARBVARIANTEN:

ORANGE GELB



EN ISO 20471

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
13100	orange	im wiederverschließbaren Beutel mit Einleger	100 Stk.
13101	gelb	im wiederverschließbaren Beutel mit Einleger	100 Stk.

KINDER EN 17353

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
13112	gelb	im wiederverschließbaren Beutel mit Einleger	100 Stk.

WARNWESTENTASCHE SINGLE 1 Warnweste EN ISO 20471

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
13102	orange	in Nylontasche mit Druck	schwarz	1 Stk.
13103	gelb	in Nylontasche mit Druck	schwarz	1 Stk.

WARNWESTEN-SETS



WARNWESTEN-SET
2 Warnwesten **EN ISO 20471**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
13120	orange	in Nylontasche mit Druck	schwarz	1 Stk.



WARNWESTEN-SET FAMILY 2+1
2 Warnwesten **EN ISO 20471** und
1 Kinder-Warnweste **EN 17353**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
13121	orange	in Nylontasche mit Druck	schwarz	1 Stk.



WARNWESTEN-SET FAMILY 2+2
2 Warnwesten **EN ISO 20471** und
2 Kinder-Warnwesten **EN 17353**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
13122	orange	in Nylontasche mit Druck	schwarz	1 Stk.



WARNWESTEN-SET FAMILY 2+3
2 Warnwesten **EN ISO 20471** und
3 Kinder-Warnwesten **EN 17353**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
13123	orange	in Nylontasche mit Druck	schwarz	1 Stk.

PANNENWARNDREIECKE AUF EINEN BLICK

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:
gemäß EU-Richtlinien



EURO SPIDER

extrem leicht und platzsparend

Maße: 435 mm x 45 mm x 29 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
13016	im roten Kunststoffköcher	30 Stk.



EURO MINI

stabil, leicht und kompakt

Maße: 430 mm x 65 mm x 30 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
13004	im roten Kunststoffköcher	20 Stk.



EURO YD-A1

extrem klein und handlich

Maße: 220 mm x 65 mm x 55 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
13018	im roten Kunststoffköcher	10 Stk.

KOMBITASCHEN ÜBERSICHT

MINI-KOMBITASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:
aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

-ecoline-
aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht, **PVC frei**



FARBVARIANTEN:



FARBVARIANTEN:



M2 XS (2-TEILIG)
Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Pannwarndreieck Euro Spider
Maße: 440 mm x 50 mm x 105 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
14016	14064	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
14017	14065	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
14018	14066	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
14019	14067	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
14020	14068	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
14021	14069	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
14022	14070	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
14023	14071	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
14024	14072	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
14025	14073	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
14026	14074	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
14027	14075	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
14028	14076	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
14029	14077	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
14030	14078	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
14031	14079	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

M3 XS (3-TEILIG)
Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Pannwarndreieck Euro Spider
Warnweste EN ISO 20471
Maße: 440 mm x 50 mm x 115 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
14032	14080	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
14033	14081	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
14034	14082	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
14035	14083	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
14036	14084	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
14037	14085	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
14038	14086	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
14039	14087	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
14040	14088	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
14041	14089	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
14042	14090	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
14043	14091	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
14044	14092	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
14045	14093	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
14046	14094	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
14047	14095	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



M2 (2-TEILIG)

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Pannwarndreieck Euro Mini
Maße: 440 mm x 70 x 105 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
15016	15064	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
15017	15065	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
15018	15066	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
15019	15067	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
15020	15068	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
15021	15069	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
15022	15070	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
15023	15071	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
15024	15072	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
15025	15073	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
15026	15074	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
15027	15075	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
15028	15076	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
15029	15077	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
15030	15078	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
15031	15079	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



M3 (3-TEILIG)

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Pannwarndreieck Euro Mini
Warnweste EN ISO 20471
Maße: 440 mm x 70 mm x 115 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
15032	15080	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
15033	15081	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
15034	15082	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
15035	15083	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
15036	15084	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
15037	15085	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
15038	15086	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
15039	15087	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
15040	15088	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
15041	15089	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
15042	15090	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
15043	15091	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
15044	15092	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
15045	15093	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
15046	15094	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
15047	15095	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

COMPACT-KOMBITASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:
handliche Kombitasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, klein und platzsparend.
Tasche mit 2 Fächern (separates Fach für Warndreieck), jeweils mit Reißverschluss

FARBVARIANTEN:
SCHWARZ BLAU ROT



FARBVARIANTEN:
SCHWARZ BLAU ROT



COMPACT M2
Tasche 1 Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Tasche 2 Inhalt: Pannenwarndreieck Euro YD-A1
Maße: 225 mm x 70 mm x 160 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
19000	rot	ohne Klett	weiß	5 Stk.
19001	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
19002	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.

COMPACT M3
Tasche 1 Inhalt: DIN 13164 in Folientasche
Warnweste EN ISO 20471
Tasche 2 Inhalt: Pannenwarndreieck Euro YD-A1
Maße: 225 mm x 70 mm x 170 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
19012	rot	ohne Klett	weiß	5 Stk.
19013	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
19014	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.

KRAFTRAD ÜBERSICHT

KRAFTRAD-VERBANDTASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:
kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

FARBVARIANTEN:

SCHWARZ

BLAU

ROT



FARBVARIANTEN:

SCHWARZ

BLAU

ROT



TYP I
Inhalt: DIN 13167 in Folientasche
Maße: 210 mm x 40 mm x 150 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
17000	rot	ohne Klett	schwarz	20 Stk.
17001	blau	ohne Klett	weiß	20 Stk.
17002	schwarz	ohne Klett	weiß	20 Stk.
17003	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	20 Stk.
17004	rot	mit Klett	schwarz	20 Stk.
17005	blau	mit Klett	weiß	20 Stk.
17006	schwarz	mit Klett	weiß	20 Stk.
17007	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	20 Stk.

TYP II
Inhalt: DIN 13167 in Folientasche
Maße: 150 mm x 50 mm x 100 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
17008	rot	ohne Klett	schwarz	20 Stk.
17009	blau	ohne Klett	weiß	20 Stk.
17010	schwarz	ohne Klett	weiß	20 Stk.
17011	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	20 Stk.
17012	rot	mit Klett	schwarz	20 Stk.
17013	blau	mit Klett	weiß	20 Stk.
17014	schwarz	mit Klett	weiß	20 Stk.
17015	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	20 Stk.

ERSTE HILFE-FÜLLUNG DIN 13167



**KOMPLETT-SET
DIN 13167**

REF	AUSFÜHRUNG	VE
17016	in Folientasche	20 Stk.

DRK-EDITION

KFZ-VERBANDKÄSTEN



STANDARD

PP-Kunststoff

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre
Maße: 255 mm x 166 mm x 80 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82090	schwarz	weiß/rot	10 Stk.

LEINA-STAR

PP-Kunststoff, aufklappbar wie ein Buch, 22 % kleiner im Vergleich zum KFZ-Verbandkasten Standard

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre
Maße: 230 mm x 82 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82091	schwarz	weiß/rot	10 Stk.

FOTODRUCK

PP-Kunststoff

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre
Maße: 225 mm x 75 mm x 140 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82363	schwarz	weiß/rot	10 Stk.

KRAFTRAD-VERBANDTASCHE



TYP II

kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

Inhalt: DIN 13167 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre
Maße: 150 mm x 50 mm x 100 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82096	schwarz	weiß/rot	20 Stk.

KFZ-VERBANDTASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

kleine handliche Verbandtasche aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht



COMPACT

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre

Maße: 215 mm x 55 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82092	schwarz	weiß/rot	10 Stk.

COMPACT + WARNWESTE

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre

+ Warnweste EN ISO 20471

Maße: 240 mm x 60 mm x 140 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82093	schwarz	weiß/rot	10 Stk.

MINI-KOMBITASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht



M2 XS

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre

Pannwarndreieck Euro Spider

Maße: 440 mm x 50 mm x 105 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82094	schwarz	weiß/rot	5 Stk.

M3 XS

Inhalt: DIN 13164 in Folientasche mit DRK Erste Hilfe-Broschüre

Pannwarndreieck Euro Spider

Warnweste EN ISO 20471

Maße: 440 mm x 50 mm x 115 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82095	schwarz	weiß/rot	5 Stk.

BETRIEBLICHE SICHERHEIT

VERBANDKÄSTEN/VERBANDTASCHEN

BETRIEBSVERBANDKÄSTEN

FARBVARIANTEN:



KLEIN

PP-Kunststoff, mit Gummidichtung

Inhalt: DIN 13157 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
20000	grün	ohne Wandhalterung	weiß	10 Stk.
20001	grün	mit Wandhalterung	weiß	10 Stk.
20002	orange	ohne Wandhalterung	schwarz	10 Stk.
20003	orange	mit Wandhalterung	schwarz	10 Stk.
20004	gelb	ohne Wandhalterung	schwarz	10 Stk.
20005	gelb	mit Wandhalterung	schwarz	10 Stk.



OFFICE - FIRST AID

PP-Kunststoff, mit Gummidichtung

Inhalt: DIN 13157 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
20006	weiß	ohne Wandhalterung	rot/schwarz	10 Stk.
20007	weiß	mit Wandhalterung	rot/schwarz	10 Stk.



NEU

BETRIEBSVERBANDTASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Taschen aus wasserabweisendem Nylogewebe, mit Reißverschluss an drei Seiten und umlaufendem schwarzen Nylonband, mit rückseitigem Klettstreifen (Haken-/Flauschband), selbstklebend zum Befestigen



KLEIN

Inhalt: DIN 13157 in Folientasche

Maße: 240 mm x 65 mm x 190 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
20032	orange	weiß/grün	10 Stk.



GROSS

Inhalt: DIN 13169 in Folientasche

Maße: 465 mm x 60 mm x 150 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
20031	orange	weiß/grün	5 Stk.

BETRIEBSVERBANDKASTEN



GROSS
Stahlblech, mit Gummidichtung
Inhalt : DIN 13169 in Folientasche
Maße: 350 mm x 105 mm x 255 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
20020	grün	weiß	1 Stk.

WANDHALTERUNGEN FÜR BETRIEBS-
VERBANDKÄSTEN

FARBVARIANTEN:
SCHWARZ BLAU ROT GRÜN



FARBVARIANTEN:
SCHWARZ GRÜN



PP-KUNSTSTOFF, FÜR BETRIEBSVERBANDKÄSTEN KLEIN
Stabilerer Halt durch zwei zusätzliche Eckhalterungen

REF	FARBE	VE
20010	schwarz	1 Stk.
20011	blau	1 Stk.
20012	rot	1 Stk.
20013	grün	1 Stk.

PP-KUNSTSTOFF, FÜR BETRIEBSVERBANDKÄSTEN KLEIN
Kunststoff passend für Verbandkästen

REF	FARBE	VE
20014	schwarz	1 Stk.
20017	grün	1 Stk.

STAHLBLECH FÜR BETRIEBSVERBANDKASTEN GROSS

REF	FARBE	VE
20021	grün	1 Stk.

ERSTE HILFE-KOFFER ÜBERSICHT

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar



QUICK

ohne Arretierung

Maße: 260 mm x 110 mm x 170 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21000	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21001	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
21002	orange	mit Inhalt: DIN 13157	ohne	1 Stk.
21003	orange	mit Inhalt: DIN 13157	2-farbig	1 Stk.



SAN

inkl. 1 Arretierung

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21030	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21031	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
21032	orange	mit Inhalt: DIN 13157	ohne	1 Stk.
21033	orange	mit Inhalt: DIN 13157	2-farbig	1 Stk.
21034	orange	mit Inhalt: DIN 13169	ohne	1 Stk.
21035	orange	mit Inhalt: DIN 13169	2-farbig	1 Stk.



MAXI

inkl. 1 Arretierung

Maße: 385 mm x 138 mm x 262 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21095	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21090	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
21096	orange	mit Inhalt: DIN 13157	ohne	1 Stk.
21091	orange	mit Inhalt: DIN 13157	2-farbig	1 Stk.
21097	orange	mit Inhalt: DIN 13169	ohne	1 Stk.
21092	orange	mit Inhalt: DIN 13169	2-farbig	1 Stk.

Was ist eine Arretierung?

Die Arretierung fixiert die geöffnete Kofferhälfte im 90°-Winkel, wenn der Koffer in der Wandhalterung hängt. So können die benötigten Verbandmaterialien bequem entnommen werden.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar



MULTI

inkl. 2 Arretierungen

Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21060	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21061	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
21062	orange	mit Inhalt: DIN 13157	ohne	1 Stk.
21063	orange	mit Inhalt: DIN 13157	2-farbig	1 Stk.
21064	orange	mit Inhalt: DIN 13169	ohne	1 Stk.
21065	orange	mit Inhalt: DIN 13169	2-farbig	1 Stk.

NEU

ERSTE HILFE-KOFFER CARDIO



SAN

inkl. 1 Arretierung

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21037	orange	mit Inhalt DIN 13157 + Zusatzausstattung inkl. Laien-Reanimations-System	3-farbig	1 Stk.



MAXI

inkl. 1 Arretierung

Maße: 385 mm x 138 mm x 262 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21094	orange	mit Inhalt DIN 13169 + Zusatzausstattung inkl. Laien-Reanimations-System	3-farbig	1 Stk.

Cardio First Angel

Details und Artikelnummer: Seite 54.

INFO

Das Laien-Reanimations-System (Cardio First Angel) können Sie separat unter REF 43171 (siehe Seite 54) bestellen.

ZUBEHÖR FÜR ERSTE HILFE-KOFFER

WANDHALTERUNGEN



ABS-Kunststoff

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21150	für Erste Hilfe-Koffer QUICK	1 Stk.
21151	für Erste Hilfe-Koffer SAN	1 Stk.
21176	für Erste Hilfe-Koffer MAXI	1 Stk.
21152	für Erste Hilfe-Koffer MULTI	1 Stk.

ABDECKPLATTEN



REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
21165	für Erste Hilfe-Koffer QUICK		1 Stk.
21166	für Erste Hilfe-Koffer SAN		1 Stk.
21179	für Erste Hilfe-Koffer MAXI		1 Stk.
21167	für Erste Hilfe-Koffer MULTI		1 Stk.

HALTESCHNÄPPER



REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
21168	für Erste Hilfe-Koffer QUICK		1 Stk.
21169	für Erste Hilfe-Koffer SAN		1 Stk.
21178	für Erste Hilfe-Koffer MAXI		1 Stk.
21170	für Erste Hilfe-Koffer MULTI		1 Stk.

DREHVERSCHLÜSSE



REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
21171	für Erste Hilfe-Koffer QUICK		1 Stk.
21172	für Erste Hilfe-Koffer SAN		1 Stk.
21173	für Erste Hilfe-Koffer MAXI + MULTI		1 Stk.

ARRETIERUNGEN



ABS-Kunststoff

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
21159	1 Stück für Erste Hilfe-Koffer SAN		1 Stk.
21160	2 Stück für Erste Hilfe-Koffer MULTI		1 Stk.
21177	2 Stück für Erste Hilfe-Koffer MAXI		1 Stk.

ERSTE HILFE-KOFFER

PRO SAFE UND PRO SAFE PLUS

Jeder Arbeitsbereich hat andere Verletzungsrisiken und daher andere Anforderungen an das Erste Hilfe-Material.

DIN-Normen wie die **DIN 13157** und die **DIN 13169** beinhalten lediglich die Materialien zur Grundversorgung der Verletzten. Mit der Serie Leina **PRO SAFE** und Leina **PRO SAFE PLUS** erhalten Sie für den gewerblichen sowie den schulischen und privaten Bereich eine spezifische Erste Hilfe-Ausstattung für nahezu jeden Anwendungsbereich.

HINWEIS: Alle Koffer sind auch im Außendienst einsetzbar.

PRO SAFE (SAN)

ABS-Kunststoff, orange fluoreszierend, mit 3-farbigem Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 1 Arretierung

Inhalt: jeweils **DIN 13157** mit branchenspezifischer Zusatzausstattung.

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

PRO SAFE PLUS (MULTI)

ABS-Kunststoff, orange fluoreszierend, mit 3-farbigem Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 2 Arretierungen

Inhalt: jeweils **DIN 13169** mit branchenspezifischer Zusatzausstattung.

Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm

ERSTE HILFE-KOFFER PRO SAFE & PRO SAFE PLUS



BAUSTELLE

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21100	PRO SAFE Baustelle	1 Stk.
24100	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24200	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21120	PRO SAFE PLUS Baustelle	1 Stk.
24120	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24200	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



KFZ-WERKSTATT

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21101	PRO SAFE KFZ-Werkstatt	1 Stk.
24101	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24201	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21121	PRO SAFE PLUS KFZ-Werkstatt	1 Stk.
24121	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24201	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

KINDER

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21102	PRO SAFE Kinder	1 Stk.
24102	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24202	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21122	PRO SAFE PLUS Kinder	1 Stk.
24122	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24202	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

HOLZVERARBEITUNG

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21103	PRO SAFE Holzverarbeitung	1 Stk.
24103	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24203	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21123	PRO SAFE PLUS Holzverarbeitung	1 Stk.
24123	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24203	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

LAND- & FORSTWIRTSCHAFT

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21104	PRO SAFE Land- & Forstwirtschaft	1 Stk.
24104	Füllung komplett (DIN13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24204	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21124	PRO SAFE PLUS Land- & Forstwirtschaft	1 Stk.
24124	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24204	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



CHEMIE

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21105	PRO SAFE Chemie	1 Stk.
24105	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24205	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21125	PRO SAFE PLUS Chemie	1 Stk.
24125	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24205	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

SPORT & FREIZEIT

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21106	PRO SAFE Sport & Freizeit	1 Stk.
24106	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24206	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21126	PRO SAFE PLUS Sport & Freizeit	1 Stk.
24126	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24206	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

METALL

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21107	PRO SAFE Metall	1 Stk.
24107	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24207	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21127	PRO SAFE PLUS Metall	1 Stk.
24127	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24207	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

LEBENSMITTEL & GASTRONOMIE

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21108	PRO SAFE Lebensmittel & Gastronomie	1 Stk.
24108	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24208	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21128	PRO SAFE PLUS Lebensmittel & Gastronomie	1 Stk.
24128	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24208	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



ELEKTRO

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21109	PRO SAFE Elektro	1 Stk.
24109	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24209	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21129	PRO SAFE PLUS Elektro	1 Stk.
24129	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24209	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

BÜRO & VERWALTUNG

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21112	PRO SAFE Büro & Verwaltung	1 Stk.
24112	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24212	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21132	PRO SAFE PLUS Büro & Verwaltung	1 Stk.
24132	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24212	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

KULTUR & VERANSTALTUNG

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21113	PRO SAFE Kultur & Veranstaltung	1 Stk.
24113	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24213	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21133	PRO SAFE PLUS Kultur & Veranstaltung	1 Stk.
24133	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24213	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

HOTEL & PENSION

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21114	PRO SAFE Hotel & Pension	1 Stk.
24114	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24214	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21134	PRO SAFE PLUS Hotel & Pension	1 Stk.
24134	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24214	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



HEIM & GARTEN

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21115	PRO SAFE Heim & Garten	1 Stk.
24115	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24215	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21135	PRO SAFE PLUS Heim & Garten	1 Stk.
24135	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24215	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



HYGIENE & DESINFEKTION

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21116	PRO SAFE Hygiene & Desinfektion	1 Stk.
24116	Füllung komplett (DIN 13157 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24216	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
21136	PRO SAFE PLUS Hygiene & Desinfektion	1 Stk.
24136	Füllung komplett (DIN 13169 + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24216	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

ZUBEHÖR FÜR PRO SAFE & PRO SAFE PLUS



ARRETIERUNG

in fluoreszierendem orange

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21110	PRO SAFE	1 Stk.
21130	PRO SAFE PLUS	2 Stk.



WANDHALTERUNG

in fluoreszierendem orange

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21111	PRO SAFE	1 Stk.
21131	PRO SAFE PLUS	1 Stk.

INFO

WEITERE ZUBEHÖRARTIKEL finden Sie auf Seite 35.

PRO SAFE und **PRO SAFE PLUS** Ausstattungsmerkmale finden Sie auf Seite 36.

DRK-EDITION

BETRIEBSVERBANDKÄSTEN



NEU

BETRIEBSVERBANDTASCHEN



KLEIN

PP-Kunststoff, mit Gummidichtung

Inhalt: DIN 13157 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82109	grün	ohne Wandhalterung	weiß/rot/schwarz	10 Stk.
82182	grün	mit Wandhalterung	weiß/rot/schwarz	10 Stk.

OFFICE

PP-Kunststoff, mit Gummidichtung

Inhalt: DIN 13157 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82108	weiß	ohne Wandhalterung	rot/schwarz	10 Stk.
82181	weiß	mit Wandhalterung	rot/schwarz	10 Stk.

KLEIN

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss an drei Seiten und umlaufendem schwarzen Nylonband, mit rückseitigem Klettstreifen (Haken-/Flauschband), selbstklebend zum Befestigen

Inhalt: DIN 13157 in Folientasche

Maße: 240 mm x 65 mm x 190 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82167	orange	mit Inhalt: DIN 13157	rot/weiß/grün/schwarz	10 Stk.

GROSS

Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss an drei Seiten und umlaufendem schwarzen Nylonband, mit rückseitigem Klettstreifen (Haken-/Flauschband), selbstklebend zum Befestigen

Inhalt: DIN 13169 in Folientasche

Maße: 465 mm x 60 mm x 150 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82334	orange	mit Inhalt: DIN 13169	rot/weiß/grün/schwarz	5 Stk.

ERSTE HILFE-KOFFER

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung.

Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar



QUICK

ohne Arretierung

Maße: 260 mm x 110 mm x 170 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82099	orange	ohne Inhalt	4-farbig	1 Stk.
82100	orange	mit Inhalt: DIN 13157	4-farbig	1 Stk.



SAN

inkl. 1 Arretierung

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82101	orange	ohne Inhalt	4-farbig	1 Stk.
82102	orange	mit Inhalt: DIN 13157	4-farbig	1 Stk.
82103	orange	mit Inhalt: DIN 13169	4-farbig	1 Stk.



MULTI

inkl. 2 Arretierungen

Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
82104	orange	ohne Inhalt	4-farbig	1 Stk.
82105	orange	mit Inhalt: DIN 13157	4-farbig	1 Stk.
82106	orange	mit Inhalt: DIN 13169	4-farbig	1 Stk.

Passende Füllung finden

Orientierung zu Füllungen und Einsatzbereichen auf den Seiten 6 bis 9.

VERBANDSCHRÄNKE IM ÜBERBLICK

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

1-türiger Stahlblechschrank mit festen Einlegeböden, Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, inkl. Schlüssel, einbrennlackiert, weiß, Aufkleber beiliegend



VERBANDSCHRANK A

1 fester Einlegeboden

Maße: 247 mm x 110 mm x 250 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22090	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22091	weiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22092	weiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.



VERBANDSCHRANK B

2 feste Einlegeböden

Maße: 247 mm x 110 mm x 300 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22093	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22094	weiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22095	weiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.



VERBANDSCHRANK C

3 feste Einlegeböden

Maße: 247 mm x 110 mm x 343 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22096	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22097	weiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22098	weiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

1-türiger Stahlblechschrank mit herausnehmbaren Einlegeböden, Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, inkl. Schlüssel, einbrennlackiert



MEDISAN A

1 herausnehmbarer Einlegeboden

Maße: 300 mm x 140 mm x 370 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22000	perlweiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22001	perlweiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22002	perlweiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.



MEDISAN B

2 herausnehmbare Einlegeböden

Maße: 300 mm x 140 mm x 460 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22003	perlweiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22004	perlweiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22005	perlweiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.



MEDISAN C

4 herausnehmbare Einlegeböden

Maße: 320 mm x 190 mm x 450 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22006	perlweiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22007	perlweiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22008	perlweiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

1-türiger Stahlblechschrank mit herausnehmbaren Einlegeböden und 2 Türablageschalen, Türverschluss mittels Sicherheitsschloss, inkl. Schlüssel, Epoxidharzbeschichtung



MEDISAN D

3 herausnehmbare Einlegeböden
Maße: 400 mm x 200 mm x 580 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22009	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22010	weiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22011	weiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.

INFO

Das selbstklebende Rettungszeichen wird jedem Schrank separat beigelegt



VERBANDSCHRÄNKE



CURA

aus Kunststoff, 1-türig, mit 2 Türablageschalen und verstellbarer Inneneinrichtung, abschließbar, inkl. Schlüssel

Maße: 315 mm x 150 mm x 420 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22060	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22061	weiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22062	weiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.



SANI CAB

aus Kunststoff, 2-türig mit Magnetverschluss, abschließbar, inkl. Schlüssel

Maße: 385 mm x 180 mm x 325 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22070	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22071	weiß	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22072	weiß	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.
22073	silber	ohne Inhalt	1 Stk.
22074	silber	mit Inhalt: DIN 13157	1 Stk.
22075	silber	mit Inhalt: DIN 13169	1 Stk.



SANI ROLL

aus Kunststoff, mit Jalousie und Kindersicherung

Maße: 420 mm x 100 mm x 480 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
22080	weiß	ohne Inhalt	1 Stk.
22081	weiß	mit Inhalt: DIN 13157 (separat beiliegend)	1 Stk.
22082	weiß	mit Inhalt: DIN 13169 (separat beiliegend)	1 Stk.
22083	silber	ohne Inhalt	1 Stk.
22084	silber	mit Inhalt: DIN 13157 (separat beiliegend)	1 Stk.
22085	silber	mit Inhalt: DIN 13169 (separat beiliegend)	1 Stk.

ERSTE HILFE-TASCHEN ÜBERSICHT

ERSTE HILFE-BEREITSCHAFTSTASCHEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

wasserabweisendes Nylongewebe, 1 Umhängegurt und 1 Tragegriff,
wahlweise leer oder gefüllt



Erste Hilfe in Schulen
DGUV Information 202-059 (Juli 2022)

ERSTE HILFE-NOTFALLTASCHE KLEIN

2 Steckverschlüsse, 3 Klettverschlüsse innen
sowie Platzhalter für Stifte und Block
Maße: 280 mm x 90 mm x 170 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
23020	rot	ohne Inhalt	1-farbig	1 Stk.
23021	rot	mit Inhalt: DIN 13157	1-farbig	1 Stk.

ERSTE HILFE-NOTFALLTASCHE GROSS

2 Steckverschlüsse, 3 Klettverschlüsse innen
sowie Platzhalter für Stifte und Block
Maße: 365 mm x 90 mm x 250 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
23030	rot	ohne Inhalt	1-farbig	1 Stk.
23031	rot	mit Inhalt: DIN 13169	1-farbig	1 Stk.

ERSTE HILFE-BEREITSCHAFTSTASCHE - SANI

Reiß- und 2 Klettverschlüsse, Tragegurt mit
3 Steckverschlüssen
Maße: 230 mm x 70 mm x 170 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
23002	rot	ohne Inhalt	1-farbig	1 Stk.
23000	rot	mit Inhalt: Verbandstoff- füllung für Schulen und Kindergärten	1-farbig	1 Stk.
23001	rot	mit Inhalt: DIN 13157	1-farbig	1 Stk.

NEU

23003	rot	mit Inhalt: Verbandstoff- füllung für Wanderun- gen und Ausflüge gem. DGUV-Empfehlung	1-farbig	1 Stk.
-------	-----	--	----------	--------

ERSTE HILFE-NOTFALLRUCKSACK

BESCHREIBUNG:

wasserabweisendes Nylongewebe mit Reißverschluss und aufwendiger Inneneinteilung, zusätzliches Reißverschlussfach, Umhängegurt mit Klettverschluss, reflektierender Streifen, wahlweise auszustatten.



Maße: 300 mm x 90 mm x 250 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
23010	rot	ohne Inhalt	1-farbig	1 Stk.
23011	rot	mit Inhalt: DIN 13157	1-farbig	1 Stk.
23012	rot	mit Inhalt: DIN 13169	1-farbig	1 Stk.
23013	rot	mit Inhalt: Verbandstoff-füllung für Schulen und Kindergärten	1-farbig	1 Stk.

NEU

23016	rot	mit Inhalt: Verbandstoff-füllung für Wanderungen und Ausflüge gem. DGUV-Empfehlung	1-farbig	1 Stk.
-------	-----	---	----------	--------

NOTFALLRUCKSACK

BESCHREIBUNG:

Der Notfallrucksack ist aus hochwertigem, wasserdichtem Nylongewebe gefertigt.

Der Rucksack ist vielseitig einsetzbar und verfügt über hohe Funktionalität für den professionellen Einsatz.

Der Innenraum bietet durch seine Flexibilität und die individuellen Organisationsmöglichkeiten viel Stauraum.

Das Hauptfach enthält verschieden farbige Modultaschen, die einzeln entnommen werden können. Im Abdeckfach, welches aus durchsichtigem Kunststoff besteht, können beispielsweise Unterlagen verstaut werden. Die beiden Fronttaschen sowie der Seitenrand bieten weitere Unterbringungsmöglichkeiten für umfangreiche medizinische Ausstattungen. Die aufgebrachten Reflexstreifen gewährleisten eine rundum gute Sichtbarkeit.

Extra breite und gepolsterte Schultertragegurte mit Brustgurt garantieren den sicheren und komfortablen Sitz des Rucksacks. Die Reißverschlüsse sind mit auffälligen Zipperrn versehen.

Maße: 320 mm x 240 mm x 520 mm



PROFI

Maße: 320 mm x 240 mm x 520 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
23200	rot	ohne Inhalt	1-farbig	1 Stk.

ERSTE HILFE-FÜLLUNGEN



DIN 13157

REF	AUSFÜHRUNG	VE
24000	Komplett-Set verpackt in Folientasche	1 Stk.
24001	Komplett-Set verpackt in Faltschachtel	1 Stk.
24002	Austausch-Sortiment Austauschpflichtige Teile der DIN 13157	1 Stk.

SCHULEN & KINDERGÄRTEN

Inhalte verpackt in Folientasche und zusätzlich im Folienbeutel

REF	AUSFÜHRUNG	VE
24010	Füllung für Schulen und Kindergärten	1 Stk.

NEU

24011	Erste Hilfe-Füllung für Wanderungen und Ausflüge gemäß DGUV-Empfehlung (ohne Abbildung)	1 Stk.
-------	---	--------

DIN 13169

REF	AUSFÜHRUNG	VE
24020	Komplett-Set verpackt in Folientasche	1 Stk.
24021	Komplett-Set verpackt in Faltschachtel	1 Stk.
24022	Austausch-Sortiment Austauschpflichtige Teile der DIN 13169	1 Stk.

DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL (OHNE ABBILDUNG)

Inhaltsteil der **DIN 13157/DIN 13169**

Maße: 300 mm x 400 mm

REF	VE
45000	1 Stk.

INFO

Weitere Größen der Druckverschlussbeutel sind auf Anfrage erhältlich.

KRANKENTRAGEN ÜBERSICHT

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

nach DIN 13024, Gestell aus Aluminium, alle sichtbaren Teile kunststoffbeschichtet, Bezug aus Chemiefasergewebe, 2 Gurte mit Schnellverschluss, Gewicht 9 kg, Maße gebrauchsfertig: 2302 mm x 556 mm x 137 mm



KRANKENTRAGE N

Typ 0350, längs zusammenlegbar

Maße zusammengelegt: 1920 mm x 150 mm x 145 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
25000	4 Gleitfüße	1 Stk.
25001	4 Rollenfüße	1 Stk.
25002	2 Gleit- und 2 Rollenfüße	1 Stk.



KRANKENTRAGE K

Typ 0710, 2 x zusammenlegbar

Maße zusammengelegt: 1040 mm x 150 mm x 145 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
25010	4 Gleitfüße	1 Stk.
25011	4 Rollenfüße	1 Stk.
25012	2 Gleit- und 2 Rollenfüße	1 Stk.

SCHUTZHÜLLE (OHNE ABBILDUNG)

REF	AUSFÜHRUNG	VE
25003	Schutzhülle für Krankentrage N	1 Stk.
25013	Schutzhülle für Krankentrage K	1 Stk.

SANITÄTSWANDSCHRÄNKE



SANITÄTSWANDSCHRANK - TYP 1350 - LEER - (OHNE ABBILDUNG)

aus Stahlblech, orange, Türverschluss mittels Zylinder-Sicherheitsschloss, Notschlüsselfach, Haltevorrichtung für Verbandkasten DIN 13157, 2 Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, Tür mit Erste Hilfe-Kreuz
Maße: 300 mm x 200 mm x 2000 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
25004	orange	zur Aufnahme der Krankentrage N	1 Stk.

SANITÄTSWANDSCHRANK - TYP 1710 - LEER -

aus Stahlblech, orange, Türverschluss mittels Zylinder-Sicherheitsschloss, Notschlüsselfach, Inneneinteilung mit Zwischenfächern, 2 Halte- und Aufhängeösen an der Rückwand, Tür mit Erste Hilfe-Kreuz
Maße: 490 mm x 200 mm x 1120 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	VE
25014	orange	zur Aufnahme der Krankentrage K	1 Stk.

INFO

Weitere Artikel wie Ruheliegen, Rettungsmulden etc. erhalten Sie auf Anfrage.

Ausstattung passend zu Ihrem Einsatz

Welche Behältnisse, Füllungen und ergänzenden Produkte passen zu Ihrem Standort? Wir unterstützen Sie bei der Zusammenstellung.
info@stehmed.de | 07429 / 9408272

Gut organisiert. Schnell erreichbar.

Planen Sie die Erste-Hilfe-Ausstattung passend zu den Tätigkeiten und Bedingungen vor Ort. Eine erste Orientierung für Arbeitsstätten finden Sie auf Seite 6; Füllungen und Einsatzbereiche auf Seite 9.

DEFIBRILLATOREN

myPAD. Kompakt für den Notfall.



Klein im Format. Vielseitig in der Auswahl.

Kindermodus per Taste

Bis zu 6 Sprachen

Tägliche Selbsttests

Metronom zur Unterstützung

Ausstattungsvariante. Abbildung beispielhaft.

1,1 kg

Gewicht

IP66

Schutzart

8 Jahre

Herstellergarantie

myPAD-M

Halbautomatisch: Der Schock wird nach Freigabe des Geräts per Taste ausgelöst.

myPAD-A

Vollautomatisch: Das Gerät löst den Schock nach entsprechender Analyse automatisch aus.

Technische Angaben: Herstellerdatenblatt myPAD, Stand 06/2025. Ausführung und Optionen vor Bestellung abstimmen.

DEFIBRILLATOREN

myPAD im Detail.

Ausführung und Optionen passend zum Einsatz auswählen.

Abmessungen	150 × 150 × 74 mm
Gewicht / Schutzart	1,1 kg / IP66
Erwachsene	Energieabgabe 150 / 170 / 200 J
Kinder	Energieabgabe 50 / 50 / 50 J
Kindermodus	Umschaltung per Taste; dieselben Elektroden
Unterstützung	Angepasste Benutzerführung und Metronom
Bereitschaft	Tägliche Selbsttests für Funktion, Batterie und Elektroden
Dokumentation	Interner Speicher und Datenexport über USB
Batterie / Elektroden	Bis zu 5 Jahre* / bis zu 5 Jahre

Optionen nach Ausführung

4,3-Zoll-Touchscreen · CPR-Sensor · LTE / WLAN
Konfiguration über Bluetooth

* Batterieangabe für Standby bei empfohlenen Selbsttests und 20 °C ± 5 °C. Abweichende Bedingungen können die Nutzungsdauer verkürzen. Technische Angaben: Herstellerdatenblatt 06/2025.

ZUBEHÖR FÜR DEFIBRILLATOREN & CARDIO FIRST ANGEL



INNENSCHRANK FÜR AUTOMATISIERTE DEFIBRILLATOREN

aus pulverbeschichtetem Metall, weiß
Scharniere aus Aluminium / Fenster aus Plastik,
mit akustischem Alarm

Maße: 380 mm x 380 mm x 200 mm

REF	VE
43203	1 Stk.



AUSSENSCHRANK FÜR AUTOMATISIERTE DEFIBRILLATOREN

aus schlagfestem Polystyrol (HIPS)
wasserabweisend und staubgeschützt, innen Aluminium,
Scharniere und Clips aus Edelstahl, beheizt, mit akustischem
Alarm und Schloss

Maße: 335 mm x 400 mm x 196 mm

REF	VE
43204	1 Stk.

Zubehör für myPAD

Passende Elektroden, Batterie und weitere Ausstattungsoptionen erhalten Sie auf Anfrage.
Nennen Sie uns dafür das genaue Gerätemodell und die gewünschte Ausführung.

myPAD-Übersicht und Varianten: Seiten 52 und 53.



CARDIO FIRST ANGEL

Herzmassage Helfer zur Wiederbelebung, speziell für Laien.

Rein mechanisch, ohne Strom oder Batterie, jederzeit
einsatzbereit.

Mit Bedienungsanleitung in 7 Sprachen.

REF	VE
43171	1 Stk.

Fragen zu diesem Produkt?
info@stehmed.de

RETTUNGSZEICHEN

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kleine Auswahl von Rettungszeichen

ASR A 1.3, DIN EN ISO 7010

Kunststoff (Hart-PVC schwerentflammbar nach **DIN 4102 B1**), teilweise nachleuchtend beschichtet, schlagfest, lichtecht und witterungsbeständig, Materialstärke 1 mm.



AUSHANG ERSTE HILFE

Material: Kunststoff, schlagfest, lichtecht und witterungsbeständig

Maße: 560 mm x 400 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26000	Erste Hilfe	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN VERBANDKASTEN

Material: Kunststoff, schlagfest, lichtecht und witterungsbeständig

Maße: 100 mm x 250 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26001	Verbandkasten	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN VERBANDSTELLE

Material: Aluminium geprägt, schlagfest, lichtecht und witterungsbeständig

Maße: 180 mm x 250 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26002	Verbandstelle	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN AUGENSPÜLEINRICHTUNG

Material: Kunststoff, schlagfest, lichtecht und witterungsbeständig

Maße: 200 mm x 200 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26003	Augenspüleinrichtung	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN SANITÄTSRAUM

Material: Kunststoff, schlagfest, lichteht und witterungsbeständig

Maße: 100 mm x 250 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26004	Sanitätsraum	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN KRANKENTRAGE

Material: Kunststoff, schlagfest, lichteht und witterungsbeständig

Maße: 200 mm x 200 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26005	Krankentrage	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN ERSTE HILFE

Material: Kunststoff, schlagfest, lichteht und witterungsbeständig

Maße: 200 mm x 200 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26006	Erste Hilfe	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN NOTAUSGANG

Material: Kunststoff, schlagfest, lichteht und witterungsbeständig, nachleuchtend

Maße: 105 mm x 300 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26007	Notausgang	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN FLUCHTWEG GERADEAUS (PFEIL NACH OBEN)

Material: Kunststoff, schlagfest, lichteht und witterungsbeständig, nachleuchtend

Maße: 150 mm x 300 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26008	Fluchtweg geradeaus (Pfeil nach oben)	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN FLUCHTWEG GERADEAUS (PFEIL NACH UNTEN)

Material: Kunststoff, schlagfest, leuchtend und
witterungsbeständig, nachleuchtend

Maße: 150 mm x 300 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26009	Fluchtweg geradeaus (Pfeil nach unten)	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN FLUCHTWEG LINKS

Material: Kunststoff, schlagfest, leuchtend und
witterungsbeständig, nachleuchtend

Maße: 150 mm x 300 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26010	Fluchtweg links	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN FLUCHTWEG RECHTS

Material: Kunststoff, schlagfest, leuchtend und
witterungsbeständig, nachleuchtend

Maße: 150 mm x 300 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26011	Fluchtweg rechts	1 Stk.



RETTUNGSZEICHEN NOTAUSGANG

Material: PVC-Folie selbstklebend

Maße: 100 mm x 300 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26012	Notausgang	1 Stk.



AUSHANG NOTFALL-RUFNUMMERN

Material: Hart-PVC

Maße: 297 mm x 210 mm x 1 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
26013	Notfall-Rufnummern	1 Stk.

INFO

Weitere Rettungszeichen können auf Anfrage
geliefert werden.

ERSTE HILFE-STATIONEN

ERSTE HILFE-STATION KUNSTSTOFF

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Diese Erste Hilfe-Station kann individuell nach Bedarf bestückt werden. Im Fuß der Station befindet sich ein großes Staufach, in dem weitere Artikel untergebracht werden können, z.B. Erste Hilfe-Koffer oder weiteres Erste Hilfe-Material.

Die Station kann durch die angebrachten Rollen leicht transportiert werden und wird **unbestückt** geliefert.

Die gewünschten Erste Hilfe-Artikel können gerne nach Bedarf bestellt werden. Bei der Anbringung der Erste Hilfe-Produkte sind Sie vollkommen flexibel.

Maße: 75,5 cm x 59,5 cm x 172,5 cm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
25100	ohne Bestückung	1 Stk.



ERSTE HILFE-STATION METALL

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Diese Erste Hilfe-Station besteht aus einem dreiseitigem Metall-Ständer, der individuell nach Bedarf mit den unterschiedlichsten Artikeln bestückt werden kann, z.B. Erste Hilfe-Kasten oder -Koffer, Augenspüllösungen / Augenspülstationen, Desinfektionsmittel, Pflasterspender, Handschuhspender oder ähnlichem.

Die Station wird **unbestückt** geliefert; die benötigten Artikel können gerne mitbestellt werden.

Maße: 63 cm x 63 cm x 215 cm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
25101	ohne Bestückung	1 Stk.



SICHERHEIT IN ÖSTERREICH

SORTIMENT FÜR ÖSTERREICH

Verbandtaschen, Koffer und Füllungen mit den nachfolgend genannten Normangaben finden Sie in diesem Kapitel.

Unterwegs

ÖNORM V 5100
Motorrad-Verbandtaschen


ÖNORM V 5101
KFZ-Verbandkästen, Verbandtaschen
und Kombitaschen

Im Betrieb

ÖNORM Z 1020 Typ I
Betriebsfüllung klein

ÖNORM Z 1020 Typ II
Betriebsfüllung groß

Normangaben und Produktdaten dieses Kapitels: Januar 2025. Die Ausstattung ist auf den konkreten Einsatzbereich abzustimmen.



VERBANDKÄSTEN/VERBANDTASCHEN

VERBANDKÄSTEN

FARBVARIANTEN:



FARBVARIANTEN:



ÖNORM

für mehrspurige Fahrzeuge, PP-Kunststoff

Inhalt: ÖNORM V 5101 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
30000	rot	weiß	10 Stk.
30001	blau	weiß	10 Stk.
30002	schwarz	weiß	10 Stk.
30003	farblich sortiert	1-farbig	10 Stk.
30004	rot	weiß/schwarz	10 Stk.
30005	blau	weiß/rot	10 Stk.
30006	schwarz	weiß/rot	10 Stk.
30007	farblich sortiert	2-farbig	10 Stk.

KFG

für Auto, Sport und Freizeit, PP-Kunststoff

Inhalt: KFG § 102 Abs. 10 in Folientasche

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
30010	rot	weiß	10 Stk.
30011	blau	weiß	10 Stk.
30012	schwarz	weiß	10 Stk.
30013	farblich sortiert	1-farbig	10 Stk.
30014	rot	weiß/schwarz	10 Stk.
30015	blau	weiß/rot	10 Stk.
30016	schwarz	weiß/rot	10 Stk.
30017	farblich sortiert	2-farbig	10 Stk.

VERBANDTASCHEN

FARBVARIANTEN:



ÖNORM

für mehrspurige Fahrzeuge, aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

Inhalt: ÖNORM V 5101 in Folientasche

Maße: 240 mm x 60 mm x 140 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
30020	rot	weiß	10 Stk.
30021	blau	weiß	10 Stk.
30022	schwarz	weiß	10 Stk.
30023	farblich sortiert	1-farbig	10 Stk.
30024	rot	weiß/schwarz	10 Stk.
30025	blau	weiß/rot	10 Stk.
30026	schwarz	weiß/rot	10 Stk.
30027	farblich sortiert	2-farbig	10 Stk.

FARBVARIANTEN:



KFG

für Auto, Sport und Freizeit, aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

Inhalt: KFG § 102 Abs. 10 in Folientasche

Maße: 185 mm x 40 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
30030	rot	weiß	20 Stk.
30031	blau	weiß	20 Stk.
30032	schwarz	weiß	20 Stk.
30033	farblich sortiert	1-farbig	20 Stk.
30034	rot	weiß/schwarz	20 Stk.
30035	blau	weiß/rot	20 Stk.
30036	schwarz	weiß/rot	20 Stk.
30037	farblich sortiert	2-farbig	20 Stk.

ERSTE HILFE-FÜLLUNGEN



Inhalt: in Folientasche

REF	AUSFÜHRUNG	INHALT	VE
31000	Komplett-Set für Verbandtaschen	KFG § 102 Abs. 10	20 Stk.
31001	Komplett-Set für Verbandkästen	KFG § 102 Abs. 10	20 Stk.
31002	Komplett-Set für Mini Kombitaschen	KFG § 102 Abs. 10	20 Stk.
31050	Komplett-Set für Verbandkästen/ Verbandtaschen	ÖNORM V 5101	20 Stk.
31051	Komplett-Set für Mini Kombitaschen	ÖNORM V 5101	20 Stk.

KRAFTRAD-VERBANDTASCHE

FARBVARIANTEN:



für 1-spurige Kraftfahrzeuge, aus wasserabweisendem
Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

Inhalt: ÖNORM V 5100 in Folientasche

Maße: 185 mm x 40 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
35000	rot	schwarz	20 Stk.
35001	blau	weiß	20 Stk.
35002	schwarz	weiß	20 Stk.
35003	farblich sortiert	1-farbig	20 Stk.

FÜR IHRE FAHRT VORBEREITET

Verbandmaterial, Warnwesten und Warndreieck lassen sich einzeln auswählen
oder in kompakten Kombitaschen zusammenstellen.

Alles an seinem Platz

Wählen Sie die Ausführung passend zum Fahrzeug und zur gewünschten Füllung.
Bewahren Sie die Ausstattung übersichtlich und griffbereit auf.

Warnwesten und Warndreiecke: Seiten 21 bis 23
Kombitaschen für Österreich: Seiten 64 bis 67

MINI-KOMBITASCHEN ÜBERSICHT

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss genäht

-ecoline-

aus wasserabweisendem Nylongewebe, **PVC frei**, mit Reißverschluss genäht

ecoline **PVC frei**

ÖNORM

FARBVARIANTEN:



FARBVARIANTEN:



Ö2 MINI (2-TEILIG)

Inhalt: ÖNORM V 5101 in Folientasche

Pannenwarndreieck Euro Mini

Maße: 440 mm x 70 mm x 105 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
33032	33096	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
33033	33097	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33034	33098	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33035	33099	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
33036	33100	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
33037	33101	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
33038	33102	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
33039	33103	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
33040	33104	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33041	33105	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33042	33106	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33043	33107	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
33044	33108	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33045	33109	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33046	33110	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33047	33111	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

Ö3 MINI (3-TEILIG)

Inhalt: ÖNORM V 5101 in Folientasche

Pannenwarndreieck Euro Mini

Warnweste EN ISO 20471

Maße: 440 mm x 70 mm x 115 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
33048	33112	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
33049	33113	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33050	33114	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33051	33115	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
33052	33116	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
33053	33117	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
33054	33118	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
33055	33119	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
33056	33120	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33057	33121	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33058	33122	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33059	33123	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
33060	33124	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33061	33125	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33062	33126	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33063	33127	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



Ö2 MINI XS (2-TEILIG)

Inhalt: ÖNORM V 5101 in Folientasche
Pannenwarndreieck Euro Spider
Maße: 440 mm x 50 mm x 105 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
32032	32096	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
32033	32097	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32034	32098	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32035	32099	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
32036	32100	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
32037	32101	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
32038	32102	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
32039	32103	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
32040	32104	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32041	32105	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32042	32106	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32043	32107	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
32044	32108	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32045	32109	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32046	32110	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32047	32111	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



Ö3 MINI XS (3-TEILIG)

Inhalt: ÖNORM V 5101 in Folientasche
Pannenwarndreieck Euro Spider
Warnweste EN ISO 20471
Maße: 440 mm x 50 mm x 115 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
32048	32112	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
32049	32113	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32050	32114	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32051	32115	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
32052	32116	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
32053	32117	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
32054	32118	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
32055	32119	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
32056	32120	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32057	32121	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32058	32122	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32059	32123	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
32060	32124	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32061	32125	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32062	32126	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32063	32127	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

KFG §102 ABS. 10

FARBVARIANTEN:



KFG2 MINI (2-TEILIG)

Inhalt: KFG § 102 Abs. 10 in Folientasche
Pannenwarndreieck Euro Mini
Maße: 440 mm x 70 mm x 90 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
33000	33064	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
33001	33065	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33002	33066	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33003	33067	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
33004	33068	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
33005	33069	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
33006	33070	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
33007	33071	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
33008	33072	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33009	33073	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33010	33074	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33011	33075	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
33012	33076	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33013	33077	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33014	33078	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33015	33079	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



KFG3 MINI (3-TEILIG)

Inhalt: KFG § 102 Abs. 10 in Folientasche
Pannenwarndreieck Euro Mini
Warnweste EN ISO 20471
Maße: 440 mm x 70 mm x 105 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
33016	33080	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
33017	33081	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33018	33082	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
33019	33083	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
33020	33084	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
33021	33085	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
33022	33086	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
33023	33087	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
33024	33088	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33025	33089	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33026	33090	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
33027	33091	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
33028	33092	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
33029	33093	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33030	33094	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
33031	33095	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



KFG2 MINI XS (2-TEILIG)

Inhalt: KFG § 102 Abs. 10 in Folientasche
Pannwarndreieck Euro Spider
Maße: 440 mm x 50 mm x 90 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
32000	32064	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
32001	32065	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32002	32066	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32003	32067	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
32004	32068	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
32005	32069	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
32006	32070	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
32007	32071	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
32008	32072	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32009	32073	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32010	32074	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32011	32075	farblich sortiert	ohne Klett	2-farbig	5 Stk.
32012	32076	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32013	32077	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32014	32078	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32015	32079	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

FARBVARIANTEN:



KFG3 MINI XS (3-TEILIG)

Inhalt: KFG § 102 Abs. 10 in Folientasche
Pannwarndreieck Euro Spider
Warnweste EN ISO 20471
Maße: 440 mm x 50 mm x 105 mm

REF	REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
	ecoline				
32016	32080	rot	ohne Klett	schwarz	5 Stk.
32017	32081	blau	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32018	32082	schwarz	ohne Klett	weiß	5 Stk.
32019	32083	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
32020	32084	rot	mit Klett	schwarz	5 Stk.
32021	32085	blau	mit Klett	weiß	5 Stk.
32022	32086	schwarz	mit Klett	weiß	5 Stk.
32023	32087	farblich sortiert	mit Klett	1-farbig	5 Stk.
32024	32088	rot	ohne Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32025	32089	blau	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32026	32090	schwarz	ohne Klett	weiß/rot	5 Stk.
32027	32091	farblich sortiert	ohne Klett	1-farbig	5 Stk.
32028	32092	rot	mit Klett	weiß/schwarz	5 Stk.
32029	32093	blau	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32030	32094	schwarz	mit Klett	weiß/rot	5 Stk.
32031	32095	farblich sortiert	mit Klett	2-farbig	5 Stk.

ERSTE HILFE-KOFFER

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung. Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile, variable Inneneinteilung durch Trennsteg, plombierbar



SAN

inkl. 1 Arretierung

Volumen: Koffer entspricht der ÖNORM Z 1020 Typ I

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21030	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21031	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
38010	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I	ohne	1 Stk.
38011	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I	2-farbig	1 Stk.

MAXI

inkl. 1 Arretierung

Volumen: Koffer entspricht der ÖNORM Z 1020 Typ I & II

Maße: 385 mm x 138 mm x 262 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21095	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21090	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
38053	orange	ÖNORM Z 1020 Typ II	ohne	1 Stk.
38051	orange	ÖNORM Z 1020 Typ II	2-farbig	1 Stk.
38054	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I	ohne	1 Stk.
38052	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I	2-farbig	1 Stk.

MULTI

inkl. 2 Arretierungen

Volumen: Koffer entspricht der ÖNORM Z 1020 Typ I & II

Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21060	orange	ohne Inhalt	ohne	1 Stk.
21061	orange	ohne Inhalt	2-farbig	1 Stk.
38030	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I	ohne	1 Stk.
38031	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I	2-farbig	1 Stk.
38032	orange	ÖNORM Z 1020 Typ II	ohne	1 Stk.
38033	orange	ÖNORM Z 1020 Typ II	2-farbig	1 Stk.
38034	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I + Typ II	ohne	1 Stk.
38035	orange	ÖNORM Z 1020 Typ I + Typ II	2-farbig	1 Stk.

ERSTE HILFE-FÜLLUNGEN



ÖNORM Z 1020 TYP I (62-TEILIG)

REF	AUSFÜHRUNG	VE
39000	in Folientasche	1 Stk.
39001	in Faltschachtel	1 Stk.

ÖNORM Z 1020 TYP II (120-TEILIG)

REF	AUSFÜHRUNG	VE
39002	in Folientasche	1 Stk.
39003	in Faltschachtel	1 Stk.



SICHERHEIT IN ÖSTERREICH

ERSTE HILFE-KOFFER

PRO SAFE UND PRO SAFE PLUS

Jeder Arbeitsbereich hat andere Verletzungsrisiken und daher andere Anforderungen an das Erste Hilfe-Material.

Normen wie die **ÖNORM Z 1020 Typ I** und die **ÖNORM Z 1020 Typ II** beinhalten lediglich die Materialien zur Grundversorgung der Verletzten. Mit der Serie **PRO SAFE** und **PRO SAFE PLUS** erhalten Sie für den gewerblichen sowie den schulischen und privaten Bereich eine spezifische Erste Hilfe-Ausstattung für jeden Anwendungsbereich.

HINWEIS: Alle Koffer sind auch im Außendienst einsetzbar.

PRO SAFE (SAN)

ABS-Kunststoff, orange fluoreszierend, mit 3-farbigem Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 1 Arretierung

Inhalt: jeweils **ÖNORM Z 1020 Typ I** mit branchenspezifischer Zusatzausstattung.

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

PRO SAFE PLUS (MULTI)

ABS-Kunststoff, orange fluoreszierend, mit 3-farbigem Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 2 Arretierungen

Inhalt: jeweils **ÖNORM Z 1020 Typ II** mit branchenspezifischer Zusatzausstattung.

Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm

ERSTE HILFE-KOFFER PRO SAFE & PRO SAFE PLUS



BAUSTELLE

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38100	PRO SAFE Baustelle	1 Stk.
39100	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24200	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38120	PRO SAFE PLUS Baustelle	1 Stk.
39120	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24200	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



KFZ-WERKSTATT

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38101	PRO SAFE KFZ-Werkstatt	1 Stk.
39101	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24201	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38121	PRO SAFE PLUS KFZ-Werkstatt	1 Stk.
39121	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24201	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

KINDER

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38102	PRO SAFE Kinder	1 Stk.
39102	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24202	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38122	PRO SAFE PLUS Kinder	1 Stk.
39122	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24202	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

HOLZVERARBEITUNG

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38103	PRO SAFE Holzverarbeitung	1 Stk.
39103	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24203	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38123	PRO SAFE PLUS Holzverarbeitung	1 Stk.
39123	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24203	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

LAND- & FORSTWIRTSCHAFT

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38104	PRO SAFE Land- & Forstwirtschaft	1 Stk.
39104	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24204	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38124	PRO SAFE PLUS Land- & Forstwirtschaft	1 Stk.
39124	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24204	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



CHEMIE

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38105	PRO SAFE Chemie	1 Stk.
39105	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24205	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38125	PRO SAFE PLUS Chemie	1 Stk.
39125	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24205	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

SPORT & FREIZEIT

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38106	PRO SAFE Sport & Freizeit	1 Stk.
39106	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24206	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38126	PRO SAFE PLUS Sport & Freizeit	1 Stk.
39126	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24206	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

METALL

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38107	PRO SAFE Metall	1 Stk.
39107	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24207	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38127	PRO SAFE PLUS Metall	1 Stk.
39127	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24207	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

LEBENSMITTEL & GASTRONOMIE

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38108	PRO SAFE Lebensmittel & Gastronomie	1 Stk.
39108	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24208	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38128	PRO SAFE PLUS Lebensmittel & Gastronomie	1 Stk.
39128	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24208	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



ELEKTRO

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38109	PRO SAFE Elektro	1 Stk.
39109	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24209	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38129	PRO SAFE PLUS Elektro	1 Stk.
39129	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24209	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

BÜRO & VERWALTUNG

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38110	PRO SAFE Büro & Verwaltung	1 Stk.
39110	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24212	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38130	PRO SAFE PLUS Büro & Verwaltung	1 Stk.
39130	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24212	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

KULTUR & VERANSTALTUNG

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38111	PRO SAFE Kultur & Veranstaltung	1 Stk.
39111	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24213	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38131	PRO SAFE PLUS Kultur & Veranstaltung	1 Stk.
39131	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24213	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

HOTEL & PENSION

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38112	PRO SAFE Hotel & Pension	1 Stk.
39112	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24214	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38132	PRO SAFE PLUS Hotel & Pension	1 Stk.
39132	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24214	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.



ZUBEHÖR FÜR PRO SAFE & PRO SAFE PLUS



HEIM & GARTEN

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38113	PRO SAFE Heim & Garten	1 Stk.
39113	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24215	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38133	PRO SAFE PLUS Heim & Garten	1 Stk.
39133	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24215	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

HYGIENE & DESINFEKTION

REF	AUSFÜHRUNG	VE
38114	PRO SAFE Hygiene & Desinfektion	1 Stk.
39114	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ I + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24216	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.
38134	PRO SAFE PLUS Hygiene & Desinfektion	1 Stk.
39134	Füllung komplett (ÖNORM Z 1020 Typ II + Zusatzausstattung)	1 Stk.
24216	Füllung: nur Zusatzausstattung	1 Stk.

ARRETIERUNG

in fluoreszierendem orange

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21110	PRO SAFE	1 Stk.
21130	PRO SAFE PLUS	2 Stk.

WANDHALTERUNG

in fluoreszierendem orange

REF	AUSFÜHRUNG	VE
21111	PRO SAFE	1 Stk.
21131	PRO SAFE PLUS	1 Stk.

INFO

Weitere Zubehörartikel finden Sie auf Seite 35

INFO

PRO SAFE und **PRO SAFE PLUS** Ausstattungsmerkmale finden Sie auf Seite 70

ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT

FEUERWEHRKOFFER/ GEFAHRGUTKOFFER & KASTEN

VERBANDKOFFER



FÜR FEUERWEHR UND KRANKENWAGEN

ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 2 Arretierungen

Inhalt: DIN 14142

Maße: 400 mm x 150 mm x 300 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
40000	orange	2-farbig	1 Stk.

ADR-GEFAHRGUTKOFFER



ABS-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 1 Arretierung

Inhalt: 1 KFZ Verbandstofffüllung DIN 13164 mit zusätzlicher ADR-Ausstattung:

1 Rettungsdecke

1 Schutzbrille

1 Paar säurefeste Handschuhe

1 Augenspüllösung zur Spülung bei Verätzungen, steril

Maße: 310 mm x 130 mm x 210 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
40001	orange	schwarz	1 Stk.

ADR-GEFAHRGUTKASTEN



PP-Kunststoff, mit Gummidichtung

Inhalt: 1 Rettungsdecke

1 Schutzbrille

1 Paar säurefeste Handschuhe

1 Augenspüllösung zur Spülung bei Verätzungen, steril

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
40002	schwarz	weiß	1 Stk.

ERSTE HILFE-FÜLLUNG



Komplett-Set

Inhalt: DIN 14142

REF	AUSFÜHRUNG	VE
40050	in Folientasche	1 Stk.

ERSTE HILFE BEI VERBRENNUNGEN

BRANDWUNDEN-SET



wasserabweisende Nylontasche, mit Reißverschluss genäht, mit nützlichem Inhalt zur Erstversorgung von Brandwunden (16-teilig)

Maße: 185 mm x 40 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
41000	rot	weiß/schwarz	1 Stk.

BURNSHIELD

BurnShield ist ein steriles Hydrogel-Produkt, ideal zur Erstversorgung von kleineren und größeren Verbrennungen sowie bei Schürfwunden. Der BURNSHIELD Hydrogel-Verband wird mit einer Mullbinde oder einem Pflaster fixiert. Der Hydrogelverband kühlt die Verletzung, lindert die Schmerzen, klebt nicht auf der Wunde und lässt sich schmerzlos entfernen. Das BURNSHIELD Hydrogel ist neben den oben genannten Anwendungen ideal bei Sonnenbrand. Es kann sofort auf die Wunde aufgebracht und - falls notwendig - mit einer Binde oder einem Pflaster abgedeckt werden.



REF	AUSFÜHRUNG	VE
41080	Hydrogelverband, 2,5 cm x 50 cm	1 Stk.
41081	Hydrogelverband, 10 cm x 10 cm	1 Stk.
41082	Hydrogel Gesichtsmaske, 20 cm x 45 cm	1 Stk.
41083	Hydrogelverband 3er-Set, 2,5 cm x 50 cm	1 Stk.
41084	Hydrogelverband 3er-Set, 10 cm x 10 cm	1 Stk.
41085	Hydrogel in Flasche, 50 ml	1 Stk.
41086	Hydrogel in Sprühflasche, 75 ml	1 Stk.
41087	Hydrogel Sachet, 3,5 ml	1 Stk.

WATERJEL NOTFALL-BRAND-GEL



Auch mit folgendem Brand-Gel sind Sie für den Ernstfall gerüstet:

REF	AUSFÜHRUNG	VE
41010	Flasche, 50 ml	1 Stk.
41011	Flasche (Retailpack), 80 ml	1 Stk.
41012	Sachets, 3 x 4,0 g	1 Stk.
41014	Sachets, 6 x 4,0 g	1 Stk.

FEUERLÖSCHER



mit Manometer 1 kg 8A 34 BC, erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit CE Sicherheitszeichen.
Mit Wandhalterung zur Befestigung.

REF	AUSFÜHRUNG	VE
41050	lose, unverpackt	1 Stk.
41051	im neutralen Karton mit Etikett	1 Stk.

LÖSCHDECKEN



EN 1869

aus Glasgewebe

REF	AUSFÜHRUNG	MASSE	VE
41060	mit Ausziehbändern in Kunststoffbox	100 cm x 100 cm	1 Stk.
41061	in Folienbeutel	180 cm x 160 cm	1 Stk.

LÖSCHDECKENBEHÄLTER



abgekanteter Kasten aus verzinktem Stahlblech mit Aufschrift Löschdecke

Maße: 30,5 cm x 15,0 cm x 30,5 cm

REF	FARBE	DRUCK	VE
41062	rot	weiß	1 Stk.

WOLLDECKE



Wolldecke aus 100% Polyester

Maße: 200 cm x 150 cm

REF	FARBE	VE
41070	braun	1 Stk.

SCHUTZHÜLLE



für 1 Wolldecke, aus wasserabweisendem Nylogewebe, wiederverwendbar

REF	FARBE	VE
41071	rot	1 Stk.

WARNBINKLEUCHTE



LED

kleinste zugelassene Warnblinkleuchte, passt in nahezu jedes PKW-Handschuhfach, TÜV geprüft K452, ADR geprüft, ohne Batterien, betriebsbereit durch 2 Monozellen 1,5V

Maße: 90 mm x 30 mm x 208 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
42003	lose, unverpackt	1 Stk.
42004	in bedruckter Faltschachtel	1 Stk.
42011	Batterien für LED-Warnblinkleuchte	2 Stk.

LIFEHAMMER



das Original aus den Niederlanden, mit Gurtschneider

REF	FARBE	VE
42020	orange	1 Stk.

RESQPEN

Rettungsgerät für die persönliche Sicherheit. Der RESQPEN vereint drei Funktionen in einem Gerät:

1. Durchschneiden des Sicherheitsgurtes
2. Einschlagen von Scheiben
3. Punch-Mechanismus, durch dessen Stanzfunktion sogar dickere Scheiben eingeschlagen werden können



REF	FARBE	VE
42021	schwarz	1 Stk.

VOLLSICHT-SCHUTZBRILLE



EN 166

REF	VE
42030	1 Stk.

SCHUTZHANDSCHUHE



PVC

Maße: 27 cm lang

REF	VE
42031	1 Stk.

AUSSTATTUNG ERHALTEN

Nachfüllen. Prüfen. Bereit sein.

Eine gute Ausstattung bleibt vollständig, zugänglich und einsatzgerecht.



1 Verbrauchtes Material ersetzen

Nach jeder Entnahme prüfen, welche Artikel fehlen. Die Inhaltsliste der vorhandenen Füllung hilft bei der Nachbestellung.

2 Verpackung und Haltbarkeit prüfen

Beschädigte Verpackungen, ungeeignete Lagerbedingungen und abgelaufene Artikel berücksichtigen. Herstellerhinweise beachten.

3 Bedarf regelmäßig abgleichen

Ändern sich Einsatzbereich oder Bedingungen, kann zusätzliche Ausstattung sinnvoll sein. Füllung und Behältnis gemeinsam prüfen.

RETTUNGSDECKE



Alubedampfte Polyesterfolie silber/gold,
gefaltet im Beutel

Maße: 160 cm x 210 cm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
43000	einzel	1 Stk.
43001	20 Stk. in Dispenser	1 Stk.

ERSTE HILFE-HANDSCHUHE



Vinyl mit Dichtheit AQL 1,5 - entsprechend EN 455,
als Infektionsschutz, leicht gepudert

REF	AUSFÜHRUNG	VE
43010	Beutel à 2 Stück	1 Beutel
43011	Beutel à 4 Stück	1 Beutel
43012	100 Vinyl-Handschuhe S	1 Packung
43013	100 Vinyl-Handschuhe M	1 Packung
43014	100 Vinyl-Handschuhe L	1 Packung
43015	100 Vinyl-Handschuhe XL	1 Packung

Latex, als Infektionsschutz, leicht gepudert

REF	AUSFÜHRUNG	VE
43050	100 Handschuhe S	1 Packung
43051	100 Handschuhe M	1 Packung
43052	100 Handschuhe L	1 Packung

INFO

Weitere Größen und Ausführungen unserer
Handschuhe sind auf Anfrage erhältlich.

ERSTE HILFE-ANLEITUNGEN



Sofortmaßnahme bei Unfällen

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
43100	Malteser, mehrsprachig	DIN A6	1 Stk.
43101	DRK, mehrsprachig	DIN A6	1 Stk.
43102	für DIN 13157 + DIN 13169	DIN A6	1 Stk.

RETTUNGSZEICHEN



PVC-Folie, rechtwinklig geschnitten, Vorderseite abgestanzt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
59000	weißes Kreuz auf grünem Grund	100 mm x 100 mm	1 Stk.

VERBANDBUCH



zur Dokumentation von Unfällen und Erste Hilfe-Maßnahmen

REF	FARBE	GRÖSSE	VE
59011	weiß/grün	DIN A5	1 Stk.

MELDEBLOCK



gemäß DGUV-Information 204-021,
zur Dokumentation von Unfällen und Erste Hilfe-Maßnahmen
mit abtrennbaren Blättern

REF	FARBE	GRÖSSE	VE
59012	weiß/grün	DIN A5	1 Stk.

BEATMUNGSHILFE MUND-ZU-MUND



REF	AUSFÜHRUNG	VE
43151	in Folienbeutel	1 Stk.

EINMAL-NOTFALLBEATMUNGSHILFE PRIMUS UND PRIMUS KIDS



DIN 13154

zum Schutz von Ersthelfer und Patient

REF	AUSFÜHRUNG	VE
43152	für Erwachsene	1 Stk.
43161	für Kinder	1 Stk.

TASCHEN-BEATMUNGSMASKE



weiß, mit Einweg-Ventil für die Mund-zu-Maske-Beatmung

REF	AUSFÜHRUNG	VE
43153	in Kunststoff-Etui	1 Stk.

BEATMUNGSHILFE IM SCHLÜSSELANHÄNGER



Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss, Schlaufe und Karabinerhaken, rot mit weißem Druck

Maße: 65 mm x 100 mm

REF	INHALT	VE
43156	1 Einmal-Notfallbeatmungshilfe PRIMUS DIN 13154	1 Stk.
43162	1 Einmal-Notfallbeatmungshilfe PRIMUS Kids DIN 13154	1 Stk.

AUGENSPÜLPROGRAMM

EINFACH, SICHER UND FLEXIBEL

- wirksame und flexible Augenspüllösungen gemäß DIN EN 15154-4
- hohe Funktionssicherheit durch einfache und schnelle Anwendung
- keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
- ungeöffnet 3 Jahre haltbar (ab Herstellung)

AUGENNOTFALLPLAN

1. BESTIMMEN SIE DEN SCHADSTOFF	2. WÄHLEN SIE DIE RICHTIGE SPÜLLÖSUNG	3. SETZEN SIE DIE SPÜLUNG FORT	4. SPÜLEN SIE WIE ANGEGEBEN
FREMDKÖRPER z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Natriumchloridlösung (NaCl) 0,9%, auch als Kochsalzlösung bezeichnet	Natriumchloridlösung (NaCl) 0,9%, auch als Kochsalzlösung bezeichnet	Solange spülen, bis die Fremdkörper herausgespült sind.
SÄUREN	pH Neutrale Phosphatpufferlösung 4,9%	Natriumchloridlösung (NaCl) 0,9%, auch als Kochsalzlösung bezeichnet	Augen mit pH neutraler Lösung 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der NaCl-Lösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
ALKALI	pH Neutrale Phosphatpufferlösung 4,9%	Natriumchloridlösung (NaCl) 0,9%, auch als Kochsalzlösung bezeichnet	Augen mit pH neutraler Lösung 2 Minuten spülen, bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der NaCl-Lösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
ANDERE CHEMIKALIEN z.B. Lösungsmittel und Öle	Natriumchloridlösung (NaCl) 0,9%, auch als Kochsalzlösung bezeichnet	Natriumchloridlösung (NaCl) 0,9%, auch als Kochsalzlösung bezeichnet	Augen solange spülen, bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung mit der NaCl-Lösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.

AUGENSPÜLLÖSUNGEN



PLUM pH Neutrale Spüllösung - bei Verätzungsgefahr!

200 ml Flasche mit steriler 4,9% Phosphatpufferlösung zum Neutralisieren von Säuren und alkalischen Substanzen. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Für den Einzeleinsatz und die Nachfüllung der Augen-Notfallstation geeignet.

REF	AUSFÜHRUNG	INHALT	VE
44007	Spülzeit ca. 2 Min.	200 ml	1 Stk.

AUGENSPÜLSTATIONEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Staubgeschützte Wandbox, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel. Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen. Im Erste Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen.



PLUM AUGENSPÜLSTATION IN WANDBOX

Inhalt: 2 Augenspüllösungen à 500 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, in Flaschen mit Augenaufsatz

REF	VE
44023	1 Stk.

PLUM AUGEN-NOTFALLSTATION IN WANDBOX

Inhalt: 1 Augenspüllösung 500 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, in Flasche mit Augenaufsatz und
1 Augenspüllösung 200 ml pH Neutral mit steriler 4,9 % Phosphatpufferlösung, in Flasche mit Augenaufsatz

REF	VE
44024	1 Stk.

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Wandstation mit Wandhalterung und beiliegender Piktogrammtafel.
Besonders für eine jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet.



PLUM AUGENSPÜLSTATION

Inhalt: 1 Augenspüllösung 500 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, in Flasche mit Augenaufsatz

REF	VE
44025	1 Stk.

NEU

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Die Augenspüllflaschen sind gut sichtbar, leichte und klare Erkennung des Ablaufdatums, staubgeschützte Box - IP55

Die Box kann aus der Halterung genommen und schnell zu der verletzten Person gebracht werden.

Einfacher Zugriff auf die Flaschen durch geräumiges Design.

Leicht zu öffnen - an der Wand montiert oder auf dem Boden stehend, festes und haltbares Material.

Lieferung mit Wandhalterung, Piktogrammtafel und Wandmontageset.



PLUM AUGENSPÜLSTATION IBOX MIT WANDHALTERUNG

Inhalt: 1 Augenspüllösung 500 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, in Flasche mit Augenaufsatz und
1 Augenspüllösung 200 ml, pH Neutral, mit steriler 4,9 % Phosphatpufferlösung, in Flasche mit Augenaufsatz

Maße Wandbox: 425 mm x 290 mm x 135 mm

Maße Piktogrammtafel: 225 mm x 290 mm

REF	VE
44026	1 Stk.



PLUM AUGENSPÜLSTATION IBOX MIT WANDHALTERUNG

Inhalt: 2 Augenspüllösungen 500 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, in Flaschen mit Augenaufsatz

Maße Wandbox: 425 mm x 290 mm x 135 mm

Maße Piktogrammtafel: 225 mm x 290 mm

REF	VE
44027	1 Stk.

NEU

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

Für die schnelle Wundversorgung alles an einem Ort.



PLUM QUICKSAFE ERSTE-HILFE-STATION BASIC

Inhalt: 2 Augenspüllösungen 500 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, in Flaschen mit Augenaufsatz,
1 Augenspüllösung 200 ml, pH Neutral, mit steriler 4,9 % Phosphatpufferlösung, in Flasche mit Augenaufsatz,
5 QuickRinse Ampullen à 20 ml mit steriler 0,9 % Natriumchloridlösung,
1 Nachfüllpack QuickFix 45-teilig EL,
45 Pflasterstrips-EL 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt.

Maße Station: 430 mm x 253 mm x 92 mm

Maße Piktogrammtafel: 225 mm x 290 mm

REF	VE
44028	1 Stk.

AUGENSPÜLLÖSUNG



PLUM AUGENSPÜLFLASCHEN - GEBRAUCHSFERTIG

Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%) zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe.

Die 200 ml Flasche ist für den mobilen Einsatz z.B. in Erste Hilfe-Kästen und Fahrzeugen geeignet, die 500 ml Flasche für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstationen.

REF	SPÜLZEIT	INHALT	VE
44008	ca. 2 Min.	200 ml	1 Stk.
44009	ca. 5 Min.	500 ml	1 Stk.

NEU



PLUM SPENDER QUICKRINSE

inkl. 10 Augenspülampullen mit je 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung

REF	INHALT	VE
44030	10 x 20 ml	1 Stk.

NEU



PLUM SPENDER QUICKFIX & RINSE

inkl. 45 elastischen Pflastern und 5 Ampullen mit je 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung

REF	VE
44031	1 Stk.

NEU



NACHFÜLLPACK QUICKRINSE 5 X 20 ML

5 Augenspülampullen mit je 20 ml steriler 0,9 % Natriumchloridlösung. Einzeln oder als Nachfüllung für QuickSafe (REF 44028) und SPENDER REF 44030 und REF 44031 verwendbar.

REF	INHALT	VE
44029	5x 20 ml	1 Stk.

AUGENSPÜLLÖSUNG



Ecolav, sterile 0,9 % Natriumchloridlösung,
Flasche mit Augenaufsatz

REF	INHALT	VE
44000	100 ml	1 Stk.
44001	500 ml	1 Stk.
44005	250 ml	1 Stk.

AUGENSPÜLLÖSUNG



tima-oculav, zur Spülung der Augen bei Verätzungen,
sterile Phosphatpufferlösung

REF	INHALT	VE
44002	250 ml	1 Stk.

AUGENSPÜLKASTEN



PP-Kunststoff mit Wandhalterung

Inhalt: 4 Augenspüllösungen tima-oculav à 250 ml,
mit steriler Phosphatpufferlösung
2 Augenkompresse 5 cm x 7 cm, steril
1 Augenklappe oval mit Gummiband
1 Leinatex-Kompresse 10 cm x 10 cm, steril
1 Beutel à 4 Wundschnellverbände 10 cm x 6 cm, weiß
1 Beutel à 4 Vinylhandschuhe entsprechend
EN 455 Teil 1-3

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
44020	rot	weiß/grün/schwarz	1 Stk.

AUGENSPÜLSTATION



Inhalt: 2 Flaschen Augenspüllösungen Ecolav à 500 ml mit
steriler 0,9 % Natriumchloridlösung, mit Augenaufsatz
und Spiegel

REF	VE
44022	1 Stk.

KÄLTESPRAY



zur Kühlung von Schwellungen und stumpfen Verletzungen

REF	INHALT	VE
44051	150 ml	1 Stk.
44052	300 ml	1 Stk.

SOFORT-KÄLTE-KOMPRESSE



Durch Drücken der Kompresse entsteht eine chemische Reaktion, welche diese in gebrauchsfertigen Zustand versetzt. Lindert den Schmerz durch angenehme Kühlung, ideal zur Erstversorgung.

REF	FARBE	DRUCK	VE
44053	weiß	grün	1 Stk.

KALT-/WARM-KOMPRESSE



REF	GRÖSSE	VE
44054	12 cm x 29 cm	1 Stk.

REF	GRÖSSE	VE
44059	13 cm x 14 cm	1 Stk.

KALT-ANWENDUNG:

2 Stunden vor Gebrauch in Gefrierfach oder Tiefkühltruhe legen

Wirkung: lokal schmerzlindernd, abschwellend

WARM-ANWENDUNG:

ca. 5 Min. in max. 80°C heißem Wasser erwärmen (auch mikrowellengeeignet)

Wirkung: lokal durchblutungsfördernd, spannungslösend

DESINFEKTIONSARTIKEL

HÄNDE-SCHNELLEDESINFEKTION DESDERMAN® CARE FLASCHEN



Farbstoff- und parfümfreies alkoholisches Einreibepreparat zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion mit pflegendem Panthenol und Vitamin E.

REF	INHALT	VE
44061	500 ml	1 Stk.
44062	1000 ml	1 Stk.
44069	100 ml	1 Stk.

Anwendungsgebiete:

- hygienische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 1500):

Eine ausreichende Menge 30 Sek. in die trockenen Hände einreiben.

- chirurgische Händedesinfektion (EN 13727 + EN 12791):

Eine ausreichende Menge 90 Sek. in die trockenen Hände und Unterarme einreiben.

Anwendungshinweise:

Produkt wird unverdünnt angewendet. Während der Einwirkzeit bei der hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion müssen die Hände bzw. Hände und Unterarme während der gesamten Anwendungszeit gut angefeuchtet bleiben.

Besondere Hinweise:

BAuA Reg.-Nr. N-84378

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Zur äußeren Anwendung. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen oder eingeschalteten elektrischen Heizquellen bringen.

WANDSPENDER



TYP KHL 500

aus Metall

Maße: 82 mm x 215 mm x 245 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
44063	für marktgängige 500 ml-Flaschen geeignet	1 Stk.

TYP KHL 1000

aus Metall

Maße: 92 mm x 220 mm x 290 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
44064	für marktgängige 1000 ml-Flaschen geeignet	1 Stk.

OCTENISEPT® WUND-DESINFEKTION



zur Wundbehandlung, Schleimhautantiseptik, MRSA und mikrobiologische Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Hefen, Viren und Protozoen. Für Säuglinge und Frühgeborene geeignet, schmerzfreie Anwendung

REF	INHALT	VE
44065	50 ml	1 Stk.
44065-AT	50 ml	1 Stk.

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG octenisept® Wund-Desinfektion - Anwendungsgebiete: Antiseptikum zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Besondere Hinweise

- Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden.
- Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, Lasche).
- octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.
- octenisept® Wund-Desinfektion nicht mit anderen Präparaten mischen.
- octenisept® Wund-Desinfektion nicht mit Antiseptika auf PVP-Iod-Basis auf benachbarten Hautarealen verwenden, da es zu starken braunen bis violetten Verfärbungen kommen kann.
- Verbände und Inzisionsfolien können nach vollständigem Abtrocknen von octenisept® Wund-Desinfektion angelegt werden.
- Bei Anwendung von octenisept® Wund-Desinfektion kann als subjektiv empfundenes Symptom in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten.
- octenisept® Wund-Desinfektion kann bis auf Körpertemperatur erwärmt werden.
- octenisept® Wund-Desinfektion soll nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr angewendet werden. Nach Anbruch des Behältnisses octenisept® Wund-Desinfektion nicht länger als 3 Jahre, jedoch nicht über das Verfalldatum hinaus, anwenden.
- octenisept® Wund-Desinfektion für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Grundsätzlich gilt: Die Anwendung aller Arzneimittel innerhalb des ersten Trimesters der Schwangerschaft soll unter strenger Indikation und ärztlicher Aufsicht erfolgen.
- Die Anwendung von octenisept® Wund-Desinfektion im Auge ist zu vermeiden. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort mit viel Wasser spülen.

OCTENISEPT® WUNDGEL



Bei akuten Wunden und leichten Verbrennungen
Versorgt Wunden optimal mit Feuchtigkeit, fördert so den
Heilungsprozess, bildet Schutzschicht vor Keimen, brennt nicht
beim Auftragen

REF	INHALT	VE
44066	20 ml	1 Stk.

KODAN® TINKTUR FORTE FARBLOS



Alkoholisches Hautantiseptikum zur Desinfektion der Haut vor operativen Eingriffen, Injektionen und Blutabnahmen sowie Punktionen

REF	INHALT	VE
44050	250 ml	1 Stk.

Pflichttexte zu zugelassenen Arzneimitteln gem. § 4 HWG kodan® Tinktur forte farblos

Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph.Eur.), 1-Propanol (Ph.Eur.), Biphenyl-2-ol. **Zusammensetzung:** 100 g Lösung enthalten 45,0 g 2-Propanol (Ph.Eur.), 10,0 g 1-Propanol (Ph.Eur.), 0,20 g Biphenyl-2-ol. **Sonstige Bestandteile:** Wasserstoffperoxid-Lösung 30 % (Ph.Eur.), gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Hautdesinfektion vor operativen Eingriffen, Katheterisierungen, Blut- und Liquorentnahmen, Injektionen, Punktionen, Exzisionen, Kanülierungen, Biopsien u.a., zur Nahtversorgung, sowie zur Unterstützung allgemeiner hygienischer Maßnahmen im Rahmen der Vorbeugung von Hautpilzerkrankungen. Falls kein spezielles Händedesinfektionsmittel zur Verfügung steht, kann kodan® Tinktur forte farblos auch zur hygienischen Händedesinfektion eingesetzt werden. **Gegenanzeigen:** Nicht zur chirurgischen Händedesinfektion verwenden. Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Hautirritationen wie Rötung, Brennen und Trockenheit können insbesondere bei häufiger Anwendung auftreten. In seltenen Fällen sind kontaktallergische Reaktionen möglich. Stand 01/22. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

ALKOHOLTUPFER



Vliesstoff, 3 cm x 6 cm, mit 70% Isopropanol getränkt, einzeln verpackt, unsteril

REF	INHALT	VE
44055	100 Stk.	1 Pack.

FEUCHTTUCH



zur Reinigung unverletzter Haut

REF	VE
44060	1 Stk.

HYGIENE- UND DESINFEKTIONSSET



Hartschalenbox mit Netz-Inneneinteilung, 2 Zipper, 2 Karabinerhaken, 2 rücks. Schlaufen, mit sinnvollem Inhalt zur Erstversorgung bei kleineren Verletzungen und Wunden, inkl. Händedesinfektion und Mund- und Nasenmasken

Maße: 190 mm x 170 mm x 60 mm

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
44073	rot	EVA-Box	weiß	1 Stk.

SICHERHEIT FÜR HAUSHALT, HOBBY & FREIZEIT

ERSTE HILFE-TASCHEN & -SETS

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen und sinnvollen Inhalten zur Erstversorgung bei kleineren Verletzungen.

Die Taschen bestehen aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss und teilweise mit rückseitigen Schlaufen aus Klett zum Befestigen z.B. am Fahrrad, Gürtel, Rucksack etc.

MOBILES ERSTE HILFE-SET

FARBVARIANTEN:

BLAU ROT



Maße: 185 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
50000	rot	weiß/schwarz	1 Stk.
50001	blau	weiß/schwarz	1 Stk.

MINI-VERBANDTASCHE

FARBVARIANTEN:



Maße: 170 mm x 90 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
50002	rot/schwarz	weiß	1 Stk.
50003	blau/schwarz	weiß	1 Stk.

MOUNTAIN-SET



Maße: 185 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
50004	blau	gelb	1 Stk.

REISE-SET



Maße: 110 mm x 25 mm x 150 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
50005	rot	weiß	1 Stk.

FREIZEIT-TASCHE

FARBVARIANTEN:



Maße: 165 mm x 60 mm x 125 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
50006	rot	weiß	1 Stk.
50007	blau	weiß	1 Stk.
50008	schwarz	weiß	1 Stk.

ERSTE HILFE-SET FÜR WALDARBEITER



Maße: 155 mm x 110 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
51001	orange	weiß	1 Stk.

ERSTE HILFE-SET FÜR ANGLER



Maße: 155 mm x 110 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
51002	grün	weiß	1 Stk.

ERSTE HILFE-SET FÜR KINDER



Maße: 155 mm x 110 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
51004	rot	weiß/schwarz	1 Stk.

NEU

ERSTE HILFE-SET OUTDOOR

HIGH QUALITY & WATERPROOF



aus beschichtetem Polyestergewebe - wasserdicht - mit Steckverschluss und Umhänge- / Tragegurt, rückseitige Möglichkeit zur Befestigung am Gürtel, etc.

Maße: 165 mm x 65 mm x 245 mm

REF	FARBE	DRUCK
50061	blau	schwarz



aus Nylon, mit farblosem PU überzogen - wasserdicht - mit Steckverschluss

Maße: 170 mm x 40 mm x 240 mm

REF	FARBE	DRUCK
50062	orange	schwarz

NEU

ERSTE HILFE-SET JAGD & FORST

HIGH QUALITY & WATERPROOF



aus beschichtetem Polyestergewebe - wasserdicht -
mit Steckverschluss und Umhänge- / Tragegurt,
rückseitige Möglichkeit zur Befestigung am Gürtel, etc.
mit hochwertigem Inhalt zur Erstversorgung bei kleineren
Verletzungen

Maße: 175 mm x 65 mm x 255 mm

REF	FARBE	DRUCK
50064	orange	schwarz

NEU

ERSTE HILFE-BOX



Hartschalenbox

genäht mit Reißverschluss, 2 Netztaschen innen, rückseitig
2 Gürtelschlaufen aus Klett, zusätzlich 2 Schlaufen mit
Karabinerhaken

Maße: 180 mm x 130 mm x 60 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
50063	rot	weiß	1 Stk.

REISE UND HAUSHALT-SET



aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss
genäht

Maße: 190 mm x 150 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
81346	rot	weiß	1 Stk.

ERSTE HILFE-SET FÜR HEIMWERKER



Kasten aus PP-Kunststoff

Maße: 255 mm x 80 mm x 166 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
51000	weiß	rot/schwarz	1 Stk.

DRK-EDITION

FREIZEIT-TASCHE



aus wasserabweisendem Nylongewebe,
mit Reißverschluss und rückseitigen Schlaufen aus Klett zum
Befestigen z.B. an Fahrradlenker, Gürtel, etc.

Maße: 165 mm x 60 mm x 125 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82097	blau	weiß/rot/schwarz	1Stk.

MOBILES ERSTE HILFE-SET



aus wasserabweisendem Nylongewebe,
mit Reißverschluss und rückseitigen Schlaufen aus Klett zum
Befestigen z.B. an Fahrradlenker, Gürtel etc.

Maße: 185 mm x 130 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82098	rot	weiß/schwarz	1Stk.

ERSTE HILFE-SET FÜR SPORT UND FREIZEIT



aus wasserabweisendem Nylongewebe mit Reißverschluss,
seitlich eine Trageschleife, 4 Innentaschen mit 3 Reißver-
schlüssen, sinnvoller Inhalt zur Erstversorgung,
u.a. Tape-Verbände und Kältespray

Maße: 240 mm x 140 mm x 55 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82160	blau	rot/schwarz/weiß	1Stk.

REISE-SET



aus wasserabweisendem Nylongewebe,
mit Reißverschluss und rückseitigen Schlaufen aus Klett zum
Befestigen z.B. an Fahrradlenker, Gürtel etc.

Maße: 110 mm x 25 mm x 150 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82110	rot	weiß/schwarz	1Stk.

NEU

OUTDOOR & SPORT-SET



aus wasserabweisendem Nylongewebe,
mit Reißverschluss
Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgedruckt

Maße: 140 mm x 20 mm x 90 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
82107	neongelb	blau/weiß/rot/schwarz	1Stk.

ERSTE HILFE FÜR UNTERWEGS

Erste Hilfe für unterwegs in praktischen Kunststoffboxen, klein und handlich, passen in jede Tasche, Inhaltsteile spritzwassergeschützt



ERSTE HILFE-BOXEN

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

PP-Kunststoff, in verschiedenen Farben und Ausführungen, mit unterschiedlichen und sinnvollen Inhalten zur Erstversorgung. Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht.

Maße: 100 mm x 30 mm x 140 mm



ERSTE HILFE-BOX KINDER

Erste Hilfe bei kleinen Verletzungen

REF	FARBE	DRUCK	VE
51007	klar	mehrfarbig	1Stk.



ERSTE HILFE-BOX ZECKEN

gut vorbereitet für den Notfall

REF	FARBE	DRUCK	VE
51008	grün	mehrfarbig	1Stk.



ERSTE HILFE-BOX REISE

Erste Hilfe auf Reisen

REF	FARBE	DRUCK	VE
51009	orange	mehrfarbig	1Stk.



ERSTE HILFE-BOX FREIZEIT

Erste Hilfe für unterwegs

REF	FARBE	DRUCK	VE
51010	blau	mehrfarbig	1Stk.



ERSTE HILFE-BOX PFLASTER

für kleine Blessuren

REF	FARBE	DRUCK	VE
51011	lila	mehrfarbig	1Stk.

ERSTE HILFE FÜR KINDER

PRO SAFE KINDER



ABS-Kunststoff, orange fluoreszierend, mit 3-farbigem Druck, mit Gummidichtung und Wandhalterung, inkl. 1 Arretierung
Maße: **310 mm x 130 mm x 210 mm**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
21102	orange fluoreszierend	DIN 13157 mit Zusatzausstattung Kinder	weiß/grün/schwarz	1 Stk.

ERSTE HILFE-BEREITSCHAFTSTASCHE SANI



aus wasserabweisendem Nylongewebe mit 3 Steck- und 2 Klettverschlüssen, mit Tragegurt
Maße: **230 mm x 70 mm x 170 mm**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
23000	rot	mit Inhalt: Verbandstoff-füllung für Schulen und Kindergärten	schwarz	1 Stk.

NEU

23003	rot	mit Inhalt: Verbandstoff-füllung für Wanderungen und Ausflüge gem. DGUV-Empfehlung	schwarz	1 Stk.
-------	-----	---	---------	--------

ERSTE HILFE-SET FÜR KINDER



aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss und rückseitigen Schlaufen aus Klett zum Befestigen z.B. an Fahrradlenker, Gürtel etc.
Maße: **155 mm x 110 mm**

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
51004	rot	mit sinnvollem Inhalt zur Erstversorgung	weiß/schwarz	1 Stk.

KINDER-WARNWESTE



Polyester, EN 17353

mit Klettverschluss und 2 reflektierenden Streifen

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	DRUCK	VE
13112	gelb	im wiederverschließbaren Beutel mit Einleger		1 Stk.

KALT-/WARM-KOMPRESSE



REF	GRÖSSE	VE
44054	12 cm x 29 cm	1 Stk.
44059	13 cm x 14 cm	1 Stk.

INFO

Anwendungshinweise finden Sie auf Seite 90

SOFORT-KÄLTE-KOMPRESSE



Durch Drücken der Komresse entsteht eine chemische Reaktion, welche diese in gebrauchsfertigen Zustand versetzt. Lindert den Schmerz durch angenehme Kühlung, ideal zur Erstversorgung.

REF	FARBE	DRUCK	VE
44053	weiß	grün	1 Stk.

ERSTE HILFE-BOX KINDER



PP-Kunststoff, mit sinnvollem Inhalt zur Erstversorgung.

Inhaltsverzeichnis rückseitig aufgebracht.

Maße: 100 mm x 30 mm x 140 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
51007	klar	mehrfarbig	1 Stk.

PFLASTERSET KINDER



Inhalt in bedruckter Faltschachtel:

- 10 Kinderpflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm
- 2 Kinderpflasterstrips, WF, 3,8 cm x 7,2 cm
- 5 Kinderpflasterstrips, WF, 0,9 cm x 4 cm
- 3 Kinderrundpflaster, WF, 2,3 cm

REF	VE
75401	1 Stk.

KINDERPFLASTERSTRIPS



einzelnd verpackt im Druckverschlussbeutel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
71250	WF, bunte Motive	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
71251	WF, bunte Motive	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.

EINMAL-NOTFALLBEATMUNGSHILFE PRIMUS KIDS



speziell für Kinder zwischen 3 und 12 Jahren
Einmal-Notfallbeatmungshilfe für Laienhelfer DIN 13154
in PE-Beutel mit Einleger

REF	AUSFÜHRUNG	VE
43161	für Kinder	1 Stk.

KINDER-BEATMUNGSHILFE IM SCHLÜSSELANHÄNGER



Tasche aus wasserabweisendem Nylongewebe
mit Reißverschluss, Schlaufe und Karabinerhaken,
rot mit weißem Druck

Maße: 65 mm x 100 mm

REF	INHALT	VE
43162	1 Einmal-Notfallbeatmungshilfe PRIMUS Kids DIN 13154	1 Stk.

VERBAND-STOFFE

BINDEN ÜBERSICHT

MULLBINDEN



DIN 61631-MB-CV/CO,
starr, 20-fädig mit gewebten Kanten, weiß

Länge: 4 m

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60000	einzelnd verpackt	4 cm	1 Stk.
60001	einzelnd verpackt	6 cm	1 Stk.
60002	einzelnd verpackt	8 cm	1 Stk.
60003	einzelnd verpackt	10 cm	1 Stk.
60005	einzelnd verpackt in Faltschachtel	4 cm	25 Stk.
60006	einzelnd verpackt in Faltschachtel	6 cm	25 Stk.
60007	einzelnd verpackt in Faltschachtel	8 cm	25 Stk.
60008	einzelnd verpackt in Faltschachtel	10 cm	25 Stk.

FIXIERBINDEN



DIN 61634-FB,
elastisch, weiß

Länge: 4 m gedehnt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60050	einzelnd verpackt	4 cm	1 Stk.
60051	einzelnd verpackt	6 cm	1 Stk.
60052	einzelnd verpackt	8 cm	1 Stk.
60053	einzelnd verpackt	10 cm	1 Stk.
60054	einzelnd verpackt	12 cm	1 Stk.
60055	einzelnd verpackt in Faltschachtel	4 cm	25 Stk.
60056	einzelnd verpackt in Faltschachtel	6 cm	20 Stk.
60057	einzelnd verpackt in Faltschachtel	8 cm	20 Stk.
60058	einzelnd verpackt in Faltschachtel	10 cm	20 Stk.

KOHÄSIVE FIXIERBINDEN



luftdurchlässig, selbsthaftend, elastisch, weiß

Länge: 4 m

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60203	einzelnd verpackt	4 cm	1 Stk.
60200	einzelnd verpackt	6 cm	1 Stk.
60201	einzelnd verpackt	8 cm	1 Stk.
60202	einzelnd verpackt	10 cm	1 Stk.

IDEALBINDEN



DIN 61632-IB-S,

schlingkantig gewebt, elastisch, weiß, mit 1 Verbandklammer

Länge: ca. 5 m gedehnt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60105	einzelnd verpackt	6 cm	1 Stk.
60106	einzelnd verpackt	8 cm	1 Stk.

LEINALAST-UNIVERSALBINDEN



dauerelastisch, webkantig, naturweiß, mit 1 Verbandklammer

Länge: ca. 5 m gedehnt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60150	einzelnd verpackt	6 cm	1 Stk.
60151	einzelnd verpackt	8 cm	1 Stk.

NABELBINDEN



elastisch, weiß, 46% Viskose, 54% Polyamid

Packung á 3 Stück

Länge: ca. 4 m gedehnt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60065	in PE-Beutel, Gebrauchsanweisung 4-sprachig D/F/GB/NL	6 cm	1 Pack.

Passendes Material. Für Ihren Bedarf.

Binden, Kompressen und ergänzendes Verbandmaterial: Stellen Sie Ihre Ausstattung gezielt zusammen und ergänzen Sie verbrauchtes Material.

Wir beraten Sie: info@stehmed.de

KOMPRESSEN ÜBERSICHT

LEINACOMP-MULLKOMPRESSEN



aus Verbandmull EN 14079, 8-fach,
mit eingeschlagenen Schnittkanten

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
61000	einzelns eingeseigelt, steril	5 cm x 5 cm	1 Stk.
61001	einzelns eingeseigelt, steril	7,5 cm x 7,5 cm	1 Stk.
61002	einzelns eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	1 Stk.
61004	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	5 cm x 5 cm	50 Stk.
61005	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	7,5 cm x 7,5 cm	50 Stk.
61006	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 10 cm	50 Stk.
61008	paarweise eingeseigelt, steril	5 cm x 5 cm	2 Stk.
61009	paarweise eingeseigelt, steril	7,5 cm x 7,5 cm	2 Stk.
61010	paarweise eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	2 Stk.



aus Verbandmull EN 14079, 8-fach,
Anstaltspackungen

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
61050	unsteril	5 cm x 5 cm	100 Stk.
61051	unsteril	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk.
61052	unsteril	10 cm x 10 cm	100 Stk.

aus Verbandmull DIN EN 14079, 12-fach,
Anstaltspackungen

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
61054	unsteril	5 cm x 5 cm	100 Stk.
61055	unsteril	7,5 cm x 7,5 cm	100 Stk.
61056	unsteril	10 cm x 10 cm	100 Stk.

LEINAZELL-ZELLSTOFFMULLKOMPRESSEN



aus Verbandzellstoff mit beidseitiger Mullauflage

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
61100	einzelns eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	1 Stk.
61103	einzelns eingeseigelt, steril	10 cm x 20 cm	1 Stk.
61102	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 10 cm	40 Stk.
61104	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 20 cm	25 Stk.

LEINASAN-WUNDKOMPRESSEN



nicht auf der Wunde haftender Vliesstoff

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
61200	einzelns eingeseigelt, steril	5 cm x 5 cm	1 Stk.
61201	einzelns eingeseigelt, steril	6 cm x 10 cm	1 Stk.
61202	einzelns eingeseigelt, steril	5 cm x 10 cm	1 Stk.
61203	einzelns eingeseigelt, steril	8 cm x 10 cm	1 Stk.
61204	einzelns eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	1 Stk.
61207	einzelns eingeseigelt, steril	10 cm x 20 cm	1 Stk.
61208	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	5 cm x 5 cm	50 Stk.
61209	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 10 cm	50 Stk.
61210	paarweise eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	2 Stk.
61211	paarweise eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	3 á 2 Stk.
61212	paarweise eingeseigelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 10 cm	25 á 2 Stk.

LEINATEX-KOMPRESSEN



aluminiumbedampfte Wundauflage,
nicht auf der Wunde haftend

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
63003	einzelns eingeseigelt, steril	10 cm x 10 cm	1 Stk.
63007	einzelns eingeseigelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 10 cm	50 Stk.

AUGENKOMPRESSEN



Polyester/Baumwolle mit Vliesstoff umhüllt - oval -
ringsum geschlossen

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
61250	einzelns eingeseigelt, steril	5 cm x 7 cm	1 Stk.
61251	einzelns eingeseigelt, steril in PE-Beutel	5 cm x 7 cm	5 Stk.
61252	paarweise eingeseigelt, steril	5 cm x 7 cm	2 Stk.
61254	unsteril, in Anstaltspackung	5 cm x 7 cm	50 Stk.

VERBANDPÄCKCHEN



DIN 13151, Wundkomresse aus Vliesstoff
auf elastischer Fixierbinde

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
Verbandpäckchen DIN 13151-K			
62000	einzelns eingesiegelt, steril	6 cm x 8 cm	1 Stk.
62003	einzelns eingesiegelt, steril in Faltschachtel	6 cm x 8 cm	25 Stk.
Verbandpäckchen DIN 13151-M			
62001	einzelns eingesiegelt, steril	8 cm x 10 cm	1 Stk.
62004	einzelns eingesiegelt, steril in Faltschachtel	8 cm x 10 cm	20 Stk.
Verbandpäckchen DIN 13151-G			
62002	einzelns eingesiegelt, steril	10 cm x 12 cm	1 Stk.
62005	einzelns eingesiegelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 12 cm	15 Stk.

LEINATEX-VERBANDPÄCKCHEN



aluminiumbedampfte Komresse aus Vliesstoff
auf elastischer Fixierbinde

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
LEINATEX Verbandpäckchen-K			
63050	einzelns eingesiegelt, steril	6 cm x 8 cm	1 Stk.
63053	einzelns eingesiegelt, steril in Faltschachtel	6 cm x 8 cm	25 Stk.
LEINATEX Verbandpäckchen-M			
63051	einzelns eingesiegelt, steril	8 cm x 10 cm	1 Stk.
63054	einzelns eingesiegelt, steril in Faltschachtel	8 cm x 10 cm	20 Stk.
LEINATEX Verbandpäckchen-G			
63052	einzelns eingesiegelt, steril	10 cm x 12 cm	1 Stk.
63055	einzelns eingesiegelt, steril in Faltschachtel	10 cm x 12 cm	15 Stk.

VERBANDTÜCHER



DIN 13152, Vliesstoff, weiß
Mindestsaugfähigkeit 125g/qm

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
DIN 13152-BR			
62050	einzelns eingeseigelt, steril	40 cm x 60 cm	1 Stk.
DIN 13152-A			
62051	einzelns eingeseigelt, steril	60 cm x 80 cm	1 Stk.
DIN 13152-B			
62052	einzelns eingeseigelt, steril	80 cm x 120 cm	1 Stk.

LEINATEX-VERBANDTÜCHER



aluminiumbedampfter Vliesstoff, weiß
Mindestsaugfähigkeit 125g/qm

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
63100	einzelns eingeseigelt, steril	40 cm x 60 cm	1 Stk.
63101	einzelns eingeseigelt, steril	60 cm x 80 cm	1 Stk.

DREIECKTUCH



DIN 13168-D
Vliesstoff, weiß

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
62100	einzelns verpackt	136 cm x 96 cm x 96 cm	1 Stk.

NETZSCHLAUCHVERBÄNDE



elastischer Netzschlauchverband mit synthetischen Garnen zur Verbandfixierung jeglicher Art

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
Netzschlauchverband Gr. 1 = A			
62150	für mehrere Finger, Hand und Kinderarm, einzeln im PE-Beutel	4 m gedehnt	1 Stk.
62154	für mehrere Finger, Hand und Kinderarm, einzeln verpackt	25 m gedehnt	1 Stk.
Netzschlauchverband Gr. 2 = B			
62151	für Arme und Beine (Erwachsene), einzeln im PE-Beutel	4 m gedehnt	1 Stk.
62155	für Arme und Beine (Erwachsene), einzeln verpackt	25 m gedehnt	1 Stk.
Netzschlauchverband Gr. 3 = C			
62152	für Kopf, Oberschenkel und kleine Körper, einzeln im PE-Beutel	4 m gedehnt	1 Stk.
62156	für Kopf, Oberschenkel und kleine Körper, einzeln verpackt	25 m gedehnt	1 Stk.
Netzschlauchverband Gr. 4 = D			
62153	für Kopf, Brust und Gesäß (Erwachsene), einzeln im PE-Beutel	4 m gedehnt	1 Stk.
62157	für Körper, Brust und Gesäß (Erwachsene), einzeln verpackt	25 m gedehnt	1 Stk.

FINGERSCHNELLEVERBAND



elastisches Band mit Wundkissen und Haftstrip

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
60300	einzeln verpackt	3 cm x 3 cm	1 Stk.

VERBANDWATTE



100 % Baumwolle, weiß, zickzack gelegt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
64000	einzeln verpackt im Beutel	25 g	1 Stk.
64001	einzeln verpackt im Beutel	50 g	1 Stk.
64002	einzeln verpackt im Beutel	100 g	1 Stk.
64003	einzeln verpackt im Beutel	250 g	1 Stk.

POLSTERWATTE



Synthetik, weiß, gerollt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
64008	verpackt in Papierbanderole	3 m x 10 cm	1 Stk.

VERBANDMULL



EN 14079

80 cm breit, 8-fach auf 10 cm Breite gelegt,
einzeln verpackt in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
64050	Zickzack-Lagen	1 m	1 Stk.
64051	Zickzack-Lagen	2 m	1 Stk.
64052	Zickzack-Lagen	5 m	1 Stk.
64053	Zickzack-Lagen	10 m	1 Stk.
64054	gerollt (2 x 20 m)	40 m	1 Stk.
64055	gerollt	1 m	1 Stk.
64056	gerollt	2 m	1 Stk.
64057	gerollt	5 m	1 Stk.
64058	gerollt	10 m	1 Stk.

SCHLINGGAZETUPFER



aus Verbandmull, EN 14079, 20-fädig,
verpackt im Beutel, unsteril

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
65001	walnussgroß	15 cm x 15 cm	1 Btl. á 500 Stk.
65002	pflaumengroß	20 cm x 20 cm	1 Btl. á 500 Stk.

ZELLSTOFFTUPFER



hochgebleicht

2 Rollen á 500 Stück Zellstofftupfer

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
65050	verpackt im Beutel	4 cm x 5 cm	1 Btl.

5 á 200 Stück Zellstofftupfer diagonalgeprägt

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
65051	in Papier verpackt	5 cm x 5 cm	1 Pack.



VETERINÄR

ERSTE HILFE-SET FÜR HAUSTIERE

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

aus wasserabweisendem Nylongewebe, mit Reißverschluss an 3 Seiten.

Sinnvoller Inhalt zur Erstversorgung kleiner Blessuren Ihres treuen Gefährten.

FARBVARIANTEN:



Maße: 155 mm x 50 mm x 105 mm

REF	FARBE	DRUCK	VE
52000	rot	schwarz	1 Stk.
50001	blau	weiß	1 Stk.
52002	schwarz	weiß	1 Stk.

DER WUNDVERBAND BEIM TIER

Um die Wunde nach einer Verletzung, einem chirurgischen Eingriff oder der Säuberung zu schützen, wird dem Tier ein Wundverband angelegt. Dieser Verband soll davor schützen, dass das Tier nicht durch Knabbern oder Lecken die Wunde versehentlich öffnet. Des Weiteren schützt der Verband vor Schmutz und sorgt somit für eine schnellere und komplikationsfreie Abheilung der Wunde.

Der Wundverband wird zumeist mit Hilfe von Kompressen, Verbandwatte, Polsterwatte, selbsthaftenden Fixierbinden und Heftpflaster angelegt und fixiert.

In der Veterinärmedizin spielt die Polsterung der Wunde eine wichtige Rolle. Sie saugt das Wundsekret auf und hält somit die Wunde trocken. Außerdem bleibt durch die Verwendung von Polsterung die Wundauflage an Ort und Stelle und verhindert somit Druckstellen und Ödeme.

INFO

Alle Verbandstoffe, die auf den vorherigen Seiten abgebildet sind, sind auch zur Anwendung bei Tieren geeignet.

ERGÄNZENDES SORTIMENT

SCHEREN- SORTIMENT



SCHEREN

zum Durchtrennen von Gewebeteilen, rostfrei

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
1	56000	gerade, spitz/stumpf	13 cm	1 Stk.
2	56001	gerade, spitz/stumpf	14,5 cm	1 Stk.
3	56002	gerade, spitz/stumpf	16 cm	1 Stk.

ERSTE HILFE-SCHERE

rostfrei, kniegebogen

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
4	56010	DIN 58279-A 145 ohne Kunststoffgriff	14,5 cm	1 Stk.
5	56011	DIN 58279-B 190 mit Kunststoffgriff	19 cm	1 Stk.

KLEINSCHERE

aus Metall

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
6	56020	ohne Kunststoffgriff	10 cm	1 Stk.
7	56021	mit Kunststoffgriff	10 cm	1 Stk.

SCHEREN NACH LISTER

für das fachgerechte Durchtrennen von Verbänden,
kniegebogen, rostfrei

ABB.	REF	GRÖSSE	VE
8	56030	14,5 cm	1 Stk.
9	56031	16 cm	1 Stk.
10	56032	18 cm	1 Stk.
11	56033	20 cm	1 Stk.



PINZETTEN- SORTIMENT



PINZETTEN STUMPF

zum schonenden Erfassen leicht verletzlicher Strukturen, stumpf


ABB.	REF	GRÖSSE	VE
1	56050	10,5 cm	1 Stk.
2	56051	14,5 cm	1 Stk.



PINZETTEN MIT 1 X 2 HAKEN

mit ineinander greifenden Zähnen zur besseren Fixierung, stumpf

ABB.	REF	GRÖSSE	VE
3	56060	13 cm	1 Stk.
4	56061	14,5 cm	1 Stk.



SPITZPINZETTEN

gerade

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
5	56070	ohne Stift	13 cm	1 Stk.
6	56071	ohne Stift	14,5 cm	1 Stk.
7	56072	mit Stift	16 cm	1 Stk.



SPLITTERPINZETTEN

ideal zur Entfernung von Splintern, gerade

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
8	56080	stumpf	8 cm	1 Stk.
9	56081	spitz, nach Feilchenfeld	8 cm	1 Stk.

ZECKENZANGE



geeignet zur Entfernung von Zecken

REF	VE
56090	1 Stk.



ZECKENTFERNER FLACH

praktisches flaches Format, zur Entfernung von Zecken, mit Lupe

REF	VE
56091	1 Stk.

FINGERLINGE



puderfrei, gerollt, in Druckverschlussbeutel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
56150	Latex-Fingerlinge	Gr. 3	Beutel à 100 Stk.
56151	Latex-Fingerlinge	Gr. 4	Beutel à 100 Stk.
56152	Latex-Fingerlinge	Gr. 5	Beutel à 100 Stk.

in Druckverschlussbeutel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
56203	Leder-Fingerling	Gr. 5	1 Stk.
56204	Leder-Fingerling	Gr. 6	1 Stk.

SICHERHEITSNADELN



REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
57000	38 mm lang, verzinkt	Gr. 2	1000 Stk.
57001	48 mm lang, vernickelt DIN 7404	Gr. 3	1000 Stk.
57003	48 mm lang, vernickelt DIN 7404	Gr. 3	1 Bündel à 12 Stk.

VERBANDKLAMMERN



REF	AUSFÜHRUNG	VE
57010	weiß	Beutel à 100 Stk.
57011	hautfarben	Beutel à 100 Stk.

REFLEXHAMMER



nach Buck, mit ausschraubbarem Pinsel im Griff und
Nervennadel (ebenfalls ausschraubbar)

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
57030	in Folienbeutel	17,5 cm	1 Stk.

VLIESTOFFTÜCHER



REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
58001	im PE-Beutel mit Einleger	20 cm x 30 cm	Beutel à 5 Stk.
58002	in Folienbeutel eingeschweißt	20 cm x 30 cm	Beutel à 10 Stk.

MUND- UND NASENMASKEN



2 Mund- und Nasenmasken
EN 14683 Typ 1

REF	AUSFÜHRUNG	VE
58016	paarweise cellophaniert	Beutel à 2 Stk.

AUGENKLAPPE



mit Gummiband, oval

REF	VE
58020	1 Stk.

PFLASTER SORTIMENT

UNTERSCHIEDLICHE PFLASTERAUSFÜHRUNGEN:

AUSFÜHRUNG	ABKÜRZUNG	BESCHREIBUNG
STARR	ST	Zellwollgewebe, luftdurchlässig, klassisch, flexibel und robust, hautfarben, zweireihig perforiert, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
ELASTISCH	EL	Viskose/Polyamid, luftdurchlässig, querelastisch, hohe Dehnbarkeit, hautfarben, flexibel und robust, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
WASSERFEST	WF	PE-Folie, luftdurchlässig, flexibel, wasser- und schmutzabweisend, hautfarben, mikroperforiert, Acrylat-Klebstoff, hypoallergen
NON WOVEN	NW	Vlies, querelastisch, supersoft, weiß, mikroperforiert, Acrylat-Klebstoff, hypoallergen
DETEKTIERBAR ELASTISCH	EL BLAU	Viskose/Polyamid, querelastisch, elektromagnetisch, hohe Dehnbarkeit, leuchtend blau, Zinkoxid-Kautschuk-Kleber
DETEKTIERBAR WASSERFEST	WF BLAU	PE-Folie, flexibel, elektromagnetisch, wasser- und schmutzabweisend, leuchtend blau, mikroperforiert, Acrylat-Klebstoff, hypoallergen

Wundauflage: Viskose mit hoher Saugkraft, nicht wundverklebend

LEINAPLAST-WUNDSCHNELLVERBÄNDE



lose in Faltschachtel

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
5	70000	ST, hautfarben	1 m x 4 cm	1 Stk.
	70001	ST, hautfarben	1 m x 6 cm	1 Stk.
1	70002	ST, hautfarben	1 m x 8 cm	1 Stk.
7	70003	ST, hautfarben	5 m x 4 cm	1 Stk.
	70004	ST, hautfarben	5 m x 6 cm	1 Stk.
	70005	ST, hautfarben	5 m x 8 cm	1 Stk.
	70050	EL, hautfarben	1 m x 4 cm	1 Stk.
	70051	EL, hautfarben	1 m x 6 cm	1 Stk.
	70052	EL, hautfarben	1 m x 8 cm	1 Stk.
	70053	EL, hautfarben	5 m x 4 cm	1 Stk.
	70054	EL, hautfarben	5 m x 6 cm	1 Stk.
10	70055	EL, hautfarben	5 m x 8 cm	1 Stk.
2	70100	WF, hautfarben	1 m x 4 cm	1 Stk.
	70101	WF, hautfarben	1 m x 6 cm	1 Stk.
	70102	WF, hautfarben	1 m x 8 cm	1 Stk.
8	70103	WF, hautfarben	5 m x 4 cm	1 Stk.
	70104	WF, hautfarben	5 m x 6 cm	1 Stk.
	70105	WF, hautfarben	5 m x 8 cm	1 Stk.
	70150	NW, weiß	1 m x 4 cm	1 Stk.
4	70151	NW, weiß	1 m x 6 cm	1 Stk.
	70152	NW, weiß	1 m x 8 cm	1 Stk.
	70153	NW, weiß	5 m x 4 cm	1 Stk.
9	70154	NW, weiß	5 m x 6 cm	1 Stk.
	70155	NW, weiß	5 m x 8 cm	1 Stk.
3	70200	EL, blau	1 m x 4 cm	1 Stk.
	70201	EL, blau	1 m x 6 cm	1 Stk.
	70202	EL, blau	1 m x 8 cm	1 Stk.
	70203	EL, blau	5 m x 4 cm	1 Stk.
	70204	EL, blau	5 m x 6 cm	1 Stk.
12	70205	EL, blau	5 m x 8 cm	1 Stk.
6	70250	WF, blau	1 m x 4 cm	1 Stk.
	70251	WF, blau	1 m x 6 cm	1 Stk.
	70252	WF, blau	1 m x 8 cm	1 Stk.
	70253	WF, blau	5 m x 4 cm	1 Stk.
11	70254	WF, blau	5 m x 6 cm	1 Stk.
	70255	WF, blau	5 m x 8 cm	1 Stk.

WUNDSCHNELLVERBAND-SETS DIN 13019-E

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

elastisch, lose in bedrucktem Druckverschlussbeutel



8-teilig

REF	FARBE	GRÖSSE	VE
70300	weiß	10 cm x 6 cm	1 Stk.

für DIN-Füllungen 13157 und 13169

12-teilig

REF	FARBE	GRÖSSE	VE
70310	weiß	10 cm x 6 cm	1 Stk.

PFLASTERSETS

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

elastisch/wasserfest, in bedrucktem Druckverschlussbeutel



für DIN-Füllungen 13157 und 13169

30-teilig

REF	VE
75205	1 Stk.

für DIN-Füllungen 13167 und 13164

14-teilig

REF	VE
75203	1 Stk.



PFLASTERSTRIPS IN DRUCKVERSCHLUSSBEUTEL



einzeln verpackt

ABB.	REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
1	71000	EL, hautfarben	0,9 cm x 4 cm	50 Stk.
1	71001	EL, hautfarben	0,9 cm x 4 cm	100 Stk.
2	71002	EL, hautfarben	1,9 cm x 6 cm	50 Stk.
2	71003	EL, hautfarben	1,9 cm x 6 cm	100 Stk.
3	71004	EL, hautfarben	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
3	71005	EL, hautfarben	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.
4	71006	EL, hautfarben	2,5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
4	71007	EL, hautfarben	2,5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
5	71008	EL, hautfarben	5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
5	71009	EL, hautfarben	5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
6	71050	WF, hautfarben	0,9 cm x 4 cm	50 Stk.
6	71051	WF, hautfarben	0,9 cm x 4 cm	100 Stk.
7	71052	WF, hautfarben	1,9 cm x 6 cm	50 Stk.
7	71053	WF, hautfarben	1,9 cm x 6 cm	100 Stk.
8	71054	WF, hautfarben	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
8	71055	WF, hautfarben	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.
9	71056	WF, hautfarben	2,5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
9	71057	WF, hautfarben	2,5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
10	71058	WF, hautfarben	5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
10	71059	WF, hautfarben	5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
11	71060	WF, hautfarben	Ø 2,3 cm rund	50 Stk.
11	71061	WF, hautfarben	Ø 2,3 cm rund	100 Stk.
12	71104	NW, weiß	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
12	71105	NW, weiß	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.
13	71106	NW, weiß	2,5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
13	71107	NW, weiß	2,5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
14	71108	NW, weiß	5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
14	71109	NW, weiß	5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
15	71150	EL, blau	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
15	71151	EL, blau	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.
16	71152	EL, blau	2,5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
16	71153	EL, blau	2,5 cm x 7,2 cm	100 Stk.
17	71200	WF, blau	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
17	71201	WF, blau	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.
18	71202	WF, blau	2,5 cm x 7,2 cm	50 Stk.
18	71203	WF, blau	2,5 cm x 7,2 cm	100 Stk.

KINDERPFLASTERSTRIPS



einzel verpackt im Druckverschlussbeutel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
71250	WF, bunte Motive	1,9 cm x 7,2 cm	50 Stk.
71251	WF, bunte Motive	1,9 cm x 7,2 cm	100 Stk.

INJEKTIONSPFLASTER



lose in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
71300	EL, hautfarben	1,5 cm x 4 cm	100 Stk.

LEINAPLAST-FINGERVERBÄNDE



lose in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
72000	EL, hautfarben	12 cm x 2 cm	50 Stk.
72001	EL, hautfarben	12 cm x 2 cm	100 Stk.
72002	EL, hautfarben	12 cm x 3 cm	100 Stk.
72003	EL, hautfarben	18 cm x 2 cm	100 Stk. einzeln verpackt
72004	EL, hautfarben	18 cm x 2 cm	50 Stk.
72005	EL, hautfarben	18 cm x 2 cm	100 Stk.
72006	EL, hautfarben	18 cm x 3 cm	100 Stk.
72050	WF, hautfarben	12 cm x 2 cm	50 Stk.
72051	WF, hautfarben	12 cm x 2 cm	100 Stk.
72052	WF, hautfarben	12 cm x 3 cm	100 Stk.
72053	WF, hautfarben	18 cm x 2 cm	50 Stk.
72055	WF, hautfarben	18 cm x 3 cm	100 Stk.
72100	EL, blau	12 cm x 2 cm	100 Stk.
72101	EL, blau	12 cm x 3 cm	100 Stk.
72150	WF, blau	12 cm x 2 cm	100 Stk.
72151	WF, blau	12 cm x 3 cm	100 Stk.
72152	WF, blau	18 cm x 2 cm	100 Stk.

LEINAPLAST-FINGERKUPPENVERBÄNDE



lose in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
72200	EL, hautfarben	4 cm x 7 cm	100 Stk. einzeln verpackt
72201	EL, hautfarben	4 cm x 7 cm	50 Stk.
72202	EL, hautfarben	4,5 cm x 8 cm	50 Stk.
72203	EL, hautfarben	6 cm x 9 cm	50 Stk.
72251	WF, hautfarben	4,5 cm x 8 cm	50 Stk.
72254	WF, hautfarben	4 cm x 7 cm	50 Stk.
72257	WF, hautfarben	6 cm x 9 cm	50 Stk.
72300	WF, blau	4,5 cm x 8 cm	50 Stk.
72301	EL, blau	4,5 cm x 8 cm	50 Stk.

LEINAPLAST-FINGERGELENKVERBÄNDE



lose in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
72400	EL, hautfarben	3,8 cm x 7,5 cm	50 Stk.
72401	WF, hautfarben	3,8 cm x 7,5 cm	50 Stk.
72404	EL, blau	3,8 cm x 7,5 cm	50 Stk.

QUADRATPFLASTER



lose in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
73050	EL, hautfarben	4 cm x 4 cm	50 Stk.
73051	EL, hautfarben	5 cm x 5 cm	50 Stk.
73052	EL, hautfarben	6 cm x 6 cm	50 Stk.

SPORTTAPE



aus unelastischer Baumwolle mit latexhaltigem Zinkoxid-Kleber quer und längs reißbar

- zur Versorgung von Kontusionen, Distorsionen, Luxationen, bestimmten Frakturen sowie als Verstärkung von Kompressionsverbänden
- zur Prophylaxe (in der Sportmedizin)

lose in Faltschachtel

REF	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
74210	weiß	10 m x 3,75 cm	1 Stk.
74214	blau	10 m x 3,75 cm	1 Stk.
74216	rot	10 m x 3,75 cm	1 Stk.

HEFTPFLASTERSPULEN


MEDIPLAST

Zellwollgewebe (Viskose), flexibel und robust,
sehr zugfest, Zinkoxid-Kautschuk-Klebstoff

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
74000	hautfarben	mit Schutzring	1 m x 1,25 cm	1 Stk.
74001	hautfarben	ohne Schutzring	1 m x 1,25 cm	1 Stk.
74002	weiß	ohne Schutzring	1 m x 1,25 cm	1 Stk.
74003	hautfarben	mit Schutzring	1 m x 2,50 cm	1 Stk.
74010	hautfarben	mit Schutzring	5 m x 1,25 cm	1 Stk.
74012	hautfarben	mit Schutzring	5 m x 2,50 cm	1 Stk.
74013	weiß	in bedrucktem Cellophan	5 m x 2,50 cm	1 Stk.
74015	hautfarben	mit Schutzring	5 m x 5,00 cm	1 Stk.

MEDISILK

Kunstseide, längs und quer reißbar, thermostabil,
hypoallergen, beschriftbar, Acrylat-Klebstoff

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
74050	weiß	mit Schutzring	5 m x 1,25 cm	1 Stk.
74051	weiß	mit Schutzring	5 m x 2,50 cm	1 Stk.
74052	weiß	mit Schutzring	5 m x 5,00 cm	1 Stk.

MEDIFLEX

wasserfeste Pflasterfolie, transparent, hautfarben,
flexibel und robust, hypoallergen, Acrylat-Klebstoff

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
74100	hautfarben	mit Schutzring	5 m x 1,25 cm	1 Stk.
74101	hautfarben	mit Schutzring	5 m x 2,50 cm	1 Stk.

MEDIPOR

Viskose-Vlies, leicht reißbar, anschmiegsam,
hypoallergen, Acrylat-Klebstoff

REF	FARBE	AUSFÜHRUNG	GRÖSSE	VE
74150	weiß	mit Schutzring	5 m x 1,25 cm	1 Stk.
74151	weiß	mit Schutzring	5 m x 2,50 cm	1 Stk.
74160	weiß	ohne Schutzring	9,1 m x 1,25 cm	1 Stk.
74161	weiß	ohne Schutzring	9,1 m x 2,50 cm	1 Stk.

AUF DEN FOLGENDEN SEITEN ZEIGEN WIR IHNEN EINE KLEINE AUSWAHL UNSERER STANDARD-PFLASTERSETS

Selbstverständlich stellen wir Ihnen auch individuelle Sets ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen.
Bitte sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne weiter!



10-TEILIG, ELASTISCH

Inhalt: 5 Fingerkuppenverbände, EL, 4 cm x 7 cm, lose
5 Fingerverbände, EL, 18 cm x 2 cm, lose

REF	AUSFÜHRUNG	VE
75000	in Druckverschlussbeutel mit bedrucktem Einleger	1 Stk.

20-TEILIG, ELASTISCH/WASSERFEST

Inhalt: 4 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
6 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
5 Fingerkuppenverbände, EL, 4 cm x 7 cm, lose
5 Fingergelenkverbände, EL, 3,8 cm x 7,5 cm, lose

REF	AUSFÜHRUNG	VE
75001	in Druckverschlussbeutel mit bedrucktem Einleger	1 Stk.



120-TEILIG, ELASTISCH/WASSERFEST

Inhalt: 5 Fingerkuppenverbände, EL, 4 cm x 7 cm, lose
5 Fingerkuppenverbände, WF, 4 cm x 7 cm, lose
10 Fingerverbände, EL, 12 cm x 2 cm, lose
20 Fingerverbände, EL, 12 cm x 3 cm, lose
10 Wundschnellverbände, EL, 10 cm x 6 cm, lose
10 Fingergelenkverbände, EL, 3,8 cm x 7,5 cm, lose
10 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
10 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
15 Pflasterstrips, EL, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
15 Pflasterstrips, EL, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
10 Kinderpflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

REF	AUSFÜHRUNG	VE
75002	in Faltschachtel mit bedrucktem Etikett	1 Stk.



160-TEILIG, ELASTISCH

Inhalt: 40 Fingerverbände, EL, 18 cm x 2 cm, lose
40 Fingerkuppenverbände, EL, 4,5 cm x 8 cm, lose
80 Pflasterstrips, EL, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

REF	AUSFÜHRUNG	VE
75003	in Druckverschlussbeutel mit bedrucktem Einleger	1 Stk.

40-TEILIG DETEKTIERBAR, ELASTISCH/WASSERFEST, BLAU

Inhalt: 10 Fingerverbände, EL, 18 cm x 2 cm, lose
10 Fingerkuppenverbände, EL, 4 cm x 8 cm, lose
10 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt
10 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

REF	AUSFÜHRUNG	VE
75100	in Druckverschlussbeutel mit bedrucktem Einleger	1 Stk.

20-TEILIG, ELASTISCH/WASSERFEST

Inhalt: 5 Fingerkuppenverbände, EL, 4 cm x 7 cm, lose
5 Fingerverbände, EL, 18 cm x 2 cm, lose
10 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

REF	AUSFÜHRUNG	VE
75201	in Druckverschlussbeutel mit bedrucktem Einleger	1 Stk.



PFLASTERSETS IN FALTSCHACHETEL

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG:

in verschiedenen Ausführungen: wasserfest, elastisch, detektierbar, non woven



PFLASTERSET ELASTISCH

Inhalt: 10 Wundschnellverbände, 10 cm x 6 cm, elastisch, lose

REF	VE
75400	1 Stk.

PFLASTERSET KINDER

Inhalt: 10 Kinderpflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm
2 Kinderpflasterstrips, WF, 3,8 cm x 7,2 cm
5 Kinderpflasterstrips, WF, 0,9 cm x 4 cm
3 Kinderrundpflaster, WF, 2,3 cm

REF	VE
75401	1 Stk.

PFLASTERSET UNIVERSAL

Inhalt: 9 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm
6 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm
2 Pflasterstrips, WF, 5,0 cm x 7,2 cm
3 Rundpflaster, WF, 2,3 cm

REF	VE
75402	1 Stk.

PFLASTERSET FINGER

Inhalt: 4 Fingerkuppenverbände, EL, 4 cm x 7 cm
4 Fingerkuppenverbände, EL, 4,5 cm x 8 cm
4 Fingergelenkverbände, EL, 3,8 cm x 7,5 cm
4 Fingerverbände, EL, 12 cm x 2 cm

REF	VE
75403	1 Stk.

PFLASTERSET DETEKTIERBAR

Inhalt: 8 Pflasterstrips, EL blau, 2,5 cm x 7,2 cm
6 Fingerkuppenverbände, EL blau, 4,5 cm x 8 cm
6 Fingerverbände, EL blau, 18 cm x 2 cm

REF	VE
75404	1 Stk.



PFLASTERSET SENSITIV

Inhalt: 12 Pflasterstrips, NW, 1,9 cm x 7,2 cm
8 Pflasterstrips, NW, 2,5 cm x 7,2 cm

REF	VE
75405	1 Stk.

NEU

BLASENPFLASTER-SET



8-TEILIG

Inhalt: 4 Stück 19 mm x 38 mm, einzeln steril
2 Stück 28 mm x 68 mm, einzeln steril
2 Stück 43 mm x 68 mm, einzeln steril

REF	VE
75407	1 Stk.



PFLASTERHEFTCHEN

10 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

Maße aufgeschlagen: 165 mm x 105 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
76100	weiß, ohne Druck	1 Stk.
76103	klar, mit bedrucktem Einleger	1 Stk.



PFLASTERMÄPPCHEN

6 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, einzeln verpackt

Maße aufgeschlagen: 165 mm x 105 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
76150	klar, mit bedrucktem Einleger	1 Stk.

PFLASTERSPENDER UND ZUBEHÖR

BASIC



zum Befestigen an der Wand, Pflaster von oben zu entnehmen, leicht nachfüllbar, einzeln verpackt

Maße: 160 mm x 120 mm x 25 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
76000	100 Pflasterstrips, EL, 1,9 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76001	100 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76002	50 Pflasterstrips, EL + 50 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76003	100 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 7,2 cm, detektierbar, blau	1 Stk.
76004	50 Kinderpflaster, WF, 1,9 cm x 7,2 cm 20 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm 20 Pflasterstrips, WF, 1,9 cm x 6 cm 5 Wundschnellverband, EL, 10 cm x 6 cm, (lose) 5 Quadratpflaster, EL, 5 cm x 5 cm	1 Stk.

QUICKFIX



Bewältigt die kleinen Notfälle schnell, einfach und hygienisch. Pflaster einzeln verpackt, bei Entnahme sofort halbseitig geöffnet und somit mit nur einer Hand zu bedienen - dadurch auch diebstahlgeschützt.

Zusätzlicher Stauraum, abschließbar (inkl. Schlüssel), flexible Befüllung mit verschiedenen Pflastertypen möglich, Spender kann wahlweise geklebt oder gedübelt werden (Material wird mitgeliefert)

Maße: 135 mm x 230 mm x 320 mm

REF	AUSFÜHRUNG	VE
76010	90 Pflasterstrips, EL, 2,5 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76011	90 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76012	45 Pflasterstrips, WF + 45 Pflasterstrips, EL, 2,5 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76013	Nachfüllpack mit 45 Pflasterstrips, WF, 2,5 cm x 7,2 cm	1 Stk.
76014	Nachfüllpack mit 45 Pflasterstrips, EL, 2,5 cm x 7,2 cm	1 Stk.



INFO

Weitere Kombinationsmöglichkeiten und Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich (siehe auch Seite 88).



Wir sind für Sie da.

stehMED GmbH

Steigstraße 7
78603 Renquishausen

Telefon: 07429 / 9408272
info@stehmed.de
www.stehmed.de

Hinweise zum Katalog

Produktdaten auf Grundlage des Lieferantenkatalogs, Stand Januar 2025. Die myPAD Angaben beruhen auf dem Herstellerdatenblatt, Stand Juni 2025. Änderungen von Ausführungen und Sortiment bleiben möglich. Abbildungen können Sonderausstattungen oder Zubehör zeigen. Details und Verfügbarkeit stimmen wir im Angebot ab.

Bildnachweise der übernommenen Originalabbildungen: Fotostudio Linke, Wissen. Shutterstock.com: Przemek Klos, Kzenon, CHRiiZ, JP WALLET, Robert Kneschke, kelvn, auerimages, Dusan Petkovic, Juice Flair, Deliris, Happy monkey, Potoroyalty, Halfpoint.