

HeartSave myPAD

Für daheim. Für unterwegs. Für alle.

Kompakt. Intuitiv. Vielseitig.

- Halbautomatisiert oder vollautomatisiert
- Erwachsenenmodus und Kindermodus
- Bis zu 6 Sprachen auf dem AED
- Batterie bis zu 5 Jahre*
- Elektroden bis zu 5 Jahre haltbar
- 8 Jahre Herstellergarantie ab Werk



Abbildung zeigt eine Ausführung mit Touchscreen.

1,1 kg

Gewicht ca.

150 × 150 × 74 mm

Abmessungen ca.

IP66

Schutz gegen Staub und Wasser

Technik und Funktionen

Bedienung. Je nach Variante Schockabgabe per Tastendruck oder vollautomatisch durch den AED.

Energie. Automatische Anpassung. Erwachsene: 150 J / 170 J / 200 J. Kinder: 50 J / 50 J / 50 J.

Kindermodus. Umschaltung per Taste. Keine speziellen Kinderelektroden erforderlich.

Benutzerführung. Passt sich an die Arbeitsgeschwindigkeit an. Metronom zur Unterstützung der korrekten Druckfrequenz.

Selbsttests. Täglich automatisch mit Statusanzeige für Funktion, Batterie und Elektroden.

Einsatzdaten. Interne Speicherung und Export per USB.

Optionen und Konfiguration

Touchscreen, optional. 4,3 Zoll mit animierter Anleitung.

CPR Feedback, optional. Sensor mit audiovisuellen Anweisungen zur Unterstützung der Herzdruckmassage.

IoT, optional. LTE und Wifi für Remote Device Management, Fernüberwachung und Push Benachrichtigungen.

Akku, optional. 12-Jahres-Akku laut Hersteller.

Sprachen und Bluetooth. Auswahl aus zahlreichen Sprachpaketen. Drahtlose Konfiguration per Bluetooth.

Made in Germany. PRIMEDIC entwickelt und fertigt seit 1973 Geräte in Rottweil.

* Batterielebensdauer laut Hersteller: bis zu 5 Jahre bei eingelegerter Batterie, ausschließlichem Standby, nur den empfohlenen Selbsttests und durchgängig 20 °C (±5 °C). Die Lagerung im Freien verkürzt die Lebensdauer erheblich. Da zahlreiche Faktoren die Lebensdauer beeinflussen, übernimmt der Hersteller laut Vorlage keine Haftung für die Batterielebensdauer.